

ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE- SINGLE - WALKERS GAME EAR ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE HEARING AID- SINGLE AID

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Öronproppar](#)

Uppladdningsbar med 48 timmars batteritid på en enda laddning. Lätt och kompakt design bakom örat som kan användas i båda öronen. På/Av-knapp med dB-begränsning vid 105dB. Kan användas i båda öronen. Inkluderar 3 storlekar av skumöronproppar, 3 bottencellbatterier, borste och vaxpick / skruvmejsel, USB-laddningskabel. Uppladdningsbar med 48 timmars batteritid på en enda laddning. Lätt och kompakt design bakom örat som kan användas i båda öronen. På/Av-knapp med dB-begränsning vid 105dB. Bullerreduceringsbetyg 22dB. Kan användas i båda öronen. 3 storlekar av skumöronproppar, 3 bottencellbatterier, borste och vaxpick / skruvmejsel, USB-laddningskabel.



Produktinformation

- Namn: WALKERS GAME EAR ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE HEARING AID- SINGLE AID
- Tillverkare: WALKERS GAME EAR
- Produktnr: 100044495
- Tillv.nr.: GWP-RCHUE
- Färg: Svart
- NRR: 22 dB
- Stil: Plugs
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 888151014776

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE Hörhjälpmedel](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE Hörhjälpmedel

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE en innovativ och användarvänlig hörapparat. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt installation och användning av produkten. Var vänlig läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna hörapparat är designad för att vara säker vid användning. Följ alltid instruktionerna för att minimera risker.
- **Återkallelse av produkter:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Extra skydd för sårbara grupper:** Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller personer med särskilda behov.
- **EUkontakt punkt:** Om du har frågor om säkerheten för denna produkt, kontakta den angivna EUkontakt punkten.
- **Snabba varningar:** Var medveten om att det finns ett system för snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du ser skador, använd inte produkten.
- Håll produkten borta från vatten och fukt för att undvika elektriska stötar.
- Rengör produkten regelbundet med en mjuk, torr trasa för att förhindra ansamling av smuts och vax.
- Använd endast de medföljande tillbehören och batterierna för att säkerställa korrekt funktion.
- Om du upplever obehag eller hörselproblem, sluta använda produkten och kontakta en specialist.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batterier:

- Ta bort batterifacket från hörhjälpmedlet.
- Sätt i det medföljande bottencellbatteriet i batterifacket med den positiva (+) sidan vänd uppåt.
- Sätt tillbaka batterifacket på plats.

2. Användning:

- Sätt på hörhjälpmedlet genom att trycka på På/Avknappen.
- Justera volymen enligt dina behov. Observera att dBbegränsningen är inställd på 105 dB för att skydda din hörsel.
- Använd produkten i båda öronen om så önskas.
- Om du behöver byta öronproppar, välj den storlek som passar dig bäst från de tre medföljande storlekarna.

3. Batteriladdning:

- Anslut USB-laddningskabeln till hörhjälpmedlet och en strömkälla.
- Låt produkten ladda i minst 4 timmar för att säkerställa full kapacitet.
- Kontrollera att laddningslampan indikerar att produkten är korrekt ansluten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten.

Tack för att du valde ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE. Följ dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av din hörhjälpmedel.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se