

THE HAMMOCK TOURNIQUET HOLDER - BLUE FORCE GEAR THE HAMMOCK TOURNIQUET HOLDER, COYOTE BROWN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Tourniquet Hammock är det snabba och enkla sättet att bära en CAT eller SOF-T eller RATS tourniquet från ett befintligt bälte eller en MOLLE-monterad väska utan att ta upp mer monteringsutrymme och skyddar tourniqueten från miljöpåverkan. Efter den stora framgången med Micro Trauma Kit NOW! var den största frågan vi fick: "Var ska jag förvara min tourniquet?" Vi har alltid rekommenderat att ha en tourniquet lättillgänglig och INTE inuti en väska för omedelbar åtkomst. Med Tourniquet Hammock kan du hålla din tourniquet lättillgänglig precis under ditt Micro Trauma Kit utan behov av extra monteringsutrymme. Som en extra fördel skyddar Tourniquet Hammock tourniqueten bättre mot skadliga UV-strålar, väder, samt smuts och skräp än att bara ha en TQ gummibandad till din utrustning. Tourniquet Hammock kan monteras på antingen den MOLLE eller bälte monterade Micro TKN, eller någon annan MOLLE-väska med ett 3-kolumners MOLLE fotavtryck, såsom Trauma Kit NOW! Vertikal Utility Pouch, och många andra. Skjut helt enkelt MOLLE-remmar genom slotarna på Hammocken mot installationspunkten så att den hänger ner, eller sätt på Hammocken först så att den 'hänger' högst upp.



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR THE HAMMOCK TOURNIQUET HOLDER, COYOTE BROWN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100044833
- Tillv.nr.: M-TQH-HMK-CB
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 812114026919

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Tourniquet Hammock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Tourniquet Hammock

Introduktion

Tack för att du har valt Tourniquet Hammock från Blue Force Gear. Denna produkt är utformad för att ge ett snabbt och enkelt sätt att bära en tourniquet, vilket säkerställer att den alltid är lättillgänglig. För att garantera säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast Tourniquet Hammock för avsett syfte, nämligen att hålla en CAT, SOFT eller RATS tourniquet.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att tourniqueten är korrekt placerad i Hammocken för att undvika att den faller ut eller skadas.
- Undvik att utsätta Hammocken för extrem värme, fukt eller kemikalier som kan påverka materialets hållbarhet.
- Använd inte Hammocken om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Kontrollera att Hammocken är ordentligt fäst vid din MOLLEVäska eller bälte innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera installationspunkten på din MOLLEVäska eller bälte.
- Skjut MOLLEremmarna genom slotarna på Hammocken mot installationspunkten så att den hänger ner.
- Alternativt kan du montera Hammocken först så att den 'hänger' högst upp.
- Kontrollera att Hammocken sitter säkert och inte kan lossna under användning.

2. Användning:

- Placera tourniqueten i Hammocken så att den är lättillgänglig.
- Kontrollera att tourniqueten är ordentligt fastsatt och att den inte kan falla ut.
- Vid behov, justera Hammocken för att säkerställa att den är i en bekväm och lättåtkomlig position.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera Tourniquet Hammock på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter och ytterligare resurser.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du att din Tourniquet Hammock används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se