

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNTED MULTICAM

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Trauma Kit NOW! - MEDIUM är ett MOLLE-monterat medicinskt kit som kan användas på sekunder. Denna första hjälpen-väska var ursprungligen designad för att rymma innehållet i Army IFAK och andra medicinska förnödenheter. Detta medicinska kit monteras på ett 3 x 3 MOLLE-fält, en stridsbälte eller andra MOLLE-kompatibla ytor med det patenterade BFG Helium Whisper-fästsystemet. Helium Whisper-fästsystemet är det lättaste MOLLE-fästsystemet som finns. Det har mindre volym så att det sitter närmare kroppsskyddet, ryggsäcken eller bälte-systemet. Det har färre delar som kan gå sönder och är metallfritt för att minska sekundär fragmentering. Bäst av allt, Helium Whisper erbjuder en total viktbesparing på upp till 40% jämfört med traditionella väskor. NÖDVÄNDIGA FÖRSEDNINGAR INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullad 1x Par) Quikclot Blödningskontroll Förband (1x) Nödsituation Trauma Förband 6" (1x) Hypotermibland - Grön / Silver (1x) Platt Fällband (1x) Komprimerad Gas (1x) SWAT-T Tryckanordning (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNTED MULTICAM](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100050360
- Tillv.nr.: HW-TKN-MED-ESS-MC
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.553kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 203mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073650220

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Trauma Kit NOW! Essentials Supplies

Introduktion

Tack för att du valt Trauma Kit NOW! Essentials Supplies från BLUE FORCE GEAR. Detta medicinska kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Trauma Kit NOW! enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kitet för att säkerställa att alla komponenter är i gott skick och inte har passerat sitt utgångsdatum.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats där det kan nås snabbt vid behov.
- Håll kitet utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- Kontrollera att alla förband och medicinska förnödenheter är i gott skick innan användning.
- Vid användning av Quikclot Blödningskontroll Förband, följ noggrant bruksanvisningen för att säkerställa korrekt applicering.
- Var medveten om eventuella allergier mot material som kan finnas i kitet, såsom latex i handskar.
- Använd SWATT Tryckanordning endast enligt instruktionerna för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

- Trauma Kit NOW! är utformat för att monteras på ett 3 x 3 MOLLEfält, stridsbälte eller andra MOLLEkompatibla ytor.
- För att montera kitet, följ dessa steg:
 1. Placera kitet på den önskade ytan.
 2. Använd det patenterade BFG Helium Whisperfästsystemet för att fästa kitet ordentligt.
 3. Kontrollera att kitet sitter säkert och inte kan lossna under användning.
- För att använda kitet, öppna det enligt instruktionerna och ta ut de nödvändiga komponenterna för att behandla skador.

Avfallshantering

- Kassera använda eller utgångna komponenter i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Förpackning och oöppnade förnödenheter kan återvinnas om de uppfyller lokala återvinningsstandarder.
- Tänk på miljön och se till att avfallshanteringen sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att bevara kvittot för eventuell framtida referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se