

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES MOLLE MOUNT BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW!, eller Micro TKN, är den minsta versionen av Trauma Kit NOW! för daglig bäring. Den är designad för att rymma viktiga livräddande medicinska förnödenheter på ett bälte. Micro TKN har utformats som en daglig bärbar traumakit för brottsbekämpande yrkesverksamma, beredda medborgare eller jägare. Utrullning av kritiska första hjälpen-förnödenheter kan göras med en hand eller ett enda finger från antingen vänster eller höger sida genom att dra i de BLIP-funktionerade dragflikarna. Micro TKN består av två huvudkomponenter – det yttre MOLLE- eller bälte monterade fodralet som använder Ten-Speed-teknologin, och en avtagbar insats som håller medicinska förnödenheter organiserade. PRO-kitet inkluderar: Trauma Handskar (1x Par) Quickclot Combat Gauze LE (1x) SWAT-T Tryckanordning (1x) Hypotermisk Filt - Grön/Silver (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES MOLLE MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100050373
- Tillv.nr.: HW-TKN-MTKN-PRO-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 810073650053

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Denna traumakit är designad för att ge snabb och effektiv första hjälpen när det behövs som mest. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna noggrant för att säkerställa säker användning och effektivitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar medicinska förnödenheter för att förhindra smitta.
- Se till att området där första hjälpen ges är rent och säkert.
- Använd endast medicinska förnödenheter som är oöppnade och inom sitt utgångsdatum.
- Om du är osäker på hur du ska använda en specifik förnödenhet, konsultera en medicinsk professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Dra i BLIPfunktionerade dragflikarna för att öppna fodralet.
2. **Tillgång till förnödenheter:** Använd en hand eller ett finger för att enkelt nå medicinska förnödenheter.
3. **Användning av förnödenheter:**
 - Trauma Handskar: Ta på dig handskarna innan du hanterar skador.
 - Quickclot Combat Gauze LE: Applicera direkt på blödande sår.
 - SWATT Tryckanordning: Använd för att stoppa blödning genom att applicera tryck.
 - Hypotermisk Filt: Täcka offer för att förhindra hypotermi.
4. **Stäng kit:** Se till att stänga fodralet ordentligt efter användning för att skydda innehållet.

Avfallshantering

- Kasta använda medicinska förnödenheter i enlighet med lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Fodralet kan återvinnas om det är möjligt enligt lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du prioriterar säkerheten och är medveten om hur man använder MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES på rätt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se