

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES BELT MOUNT BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW!, eller Micro TKN, är den minsta versionen av Trauma Kit NOW! för daglig bäring. Den är designad för att rymma viktiga livräddande medicinska förnödenheter på ett bälte. Micro TKN har utformats som en daglig bärbar traumakit för brottsbekämpande yrkesverksamma, beredda medborgare eller jägare. Utrullning av kritiska första hjälpen-förnödenheter kan göras med en hand eller ett enda finger från antingen vänster eller höger sida genom att dra i de BLIP-funktionerade dragflikarna. Micro TKN består av två huvudkomponenter – det yttre MOLLE- eller bälte monterade fodralet som använder Ten-Speed-teknologin, och en avtagbar insats som håller medicinska förnödenheter organiserade. PRO-kitet inkluderar: Trauma Handskar (1x Par) Quickclot Combat Gauze LE (1x) SWAT-T Tryckanordning (1x) Hypotermisk Filt - Grön/Silver (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES BELT MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100050376
- Tillv.nr.: BT-TKN-MTKN-PRO-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 810073650152

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Detta kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid nödsituationer. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och maximera säkerheten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är i gott skick och oanvända.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar medicinska förnödenheter för att förhindra kontaminering.
- Se till att du är utbildad i första hjälpen och hur man använder varje komponent i kitet.
- Undvik att använda kitet om det har blivit skadat eller om innehållet har blivit kontaminerat.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats, men skydda det från extrem värme eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna kitet:

- Dra i de BLIPfunktionerade dragflikarna med en hand för att öppna fodralet.

2. Användning av medicinska förnödenheter:

- Trauma Handskar: Ta på dig handskarna innan du hanterar sår eller blod.
- Quickclot Combat Gauze LE: Använd för att stoppa blödning genom att applicera direkt på såret.
- SWATT Tryckanordning: Använd för att applicera tryck på sår för att stoppa blödning.
- Hypotermisk Filt: Använd för att hålla en person varm i kalla förhållanden.

3. Stäng kitet:

- Se till att alla komponenter är på plats innan du stänger kitet. Stäng dragflikarna ordentligt.

Avfallshantering

- Kassera använda medicinska förnödenheter enligt lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningen kan återvinnas i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se