

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES BELT MOUNT MULTICAM

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW!, eller Micro TKN, är den minsta versionen av Trauma Kit NOW! för daglig bäring. Den är designad för att rymma viktiga livräddande medicinska förnödenheter på ett bälte. Micro TKN har utformats som en daglig bärbar traumakit för brottsbekämpande yrkesverksamma, beredda medborgare eller jägare. Utrullning av kritiska första hjälpen-förnödenheter kan göras med en hand eller ett enda finger från antingen vänster eller höger sida genom att dra i de BLIP-funktionerade dragflikarna. Micro TKN består av två huvudkomponenter – det yttre MOLLE- eller bälte monterade fodralet som använder Ten-Speed-teknologin, och en avtagbar insats som håller medicinska förnödenheter organiserade. PRO-kitet inkluderar: Trauma Handskar (1x Par) Quickclot Combat Gauze LE (1x) SWAT-T Tryckanordning (1x) Hypotermisk Filt - Grön/Silver (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES BELT MOUNT MULTICAM](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100050378
- Tillv.nr.: BT-TKN-MTKN-PRO-MC
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 810073650176

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES

Introduktion

Tack för att du har valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Denna traumakit är designad för att ge snabb tillgång till livräddande medicinska förnödenheter. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål som beskrivs i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är i gott skick och inte har utgått.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, bort från direkt solljus och extrema temperaturer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar medicinska förnödenheter för att förhindra kontaminering.
- Se till att du har rätt utbildning i första hjälpen innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska användas.
- Kontrollera alltid att alla förnödenheter är aktuella och inte har passerat sitt utgångsdatum.
- Vid användning av Quickclot Combat Gauze, följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt applicering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kitet:

- Fäst det yttre MOLLE eller bälte monterade fodralet på ditt bälte eller utrustning.
- Kontrollera att det är ordentligt fastsatt och inte kan lossna under användning.

2. Användning av insatsen:

- Dra ut insatsen från fodralet för att komma åt medicinska förnödenheter.
- Använd BLIPfunktionerade dragflikar för att snabbt och enkelt öppna insatsen med en hand.

3. Användning av förnödenheter:

- Trauma Handskar: Ta på dig handskarna innan du hanterar sår eller skador.
- Quickclot Combat Gauze: Applicera direkt på blödande sår och tryck för att stoppa blödningen.
- SWATT Tryckanordning: Använd för att ge tryck på sår om det behövs.
- Hypotermisk Filt: Använd för att bevara kroppsvärme vid hypotermi.

Avfallshantering

- Kassera använda medicinska förnödenheter på ett säkert och hygieniskt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av medicinska produkter.
- Förpackningen kan återvinnas om det är möjligt; kontrollera lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Tack för att du prioriterar säkerheten och välbefinnandet för dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se