

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES OD GREEN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Trauma Kit NOW! – MEDIUM är ett MOLLE-monterat medicinskt kit som kan användas på sekunder. Denna första hjälpen-väska var ursprungligen designad för att rymma innehållet i Army IFAK och andra medicinska förnödenheter. Detta medicinska kit monteras på ett 3 x 3 MOLLE-fält, en stridsbälte eller andra MOLLE-kompatibla ytor med det patenterade BFG Helium Whisper-fästsyste



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES OD GREEN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100749
- Tillv.nr.: HW-TKN-MED-ESS-OD
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.492kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 133mm
- Leveranslängd: 210mm
- UPC: 810073650237

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Trauma Kit NOW!

Essentials Supplies

Introduktion

Tack för att du valt Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. Detta medicinska kit är utformat för att ge snabb och effektiv hjälp vid nödsituationer. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kitet enligt instruktionerna för att undvika skador och säkerställa effektivitet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kitet för att säkerställa att alla komponenter är intakta och inom sitt utgångsdatum.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats och se till att alla användare är medvetna om dess placering.
- Håll kitet borta från barn och sårbara grupper om det inte används under övervakning av en vuxen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blödande sår för att minimera risken för infektion.
- Följ noggrant instruktionerna på varje förband och medicinsk komponent för att säkerställa korrekt användning.
- Vid användning av Quikclot blödningskontroll, applicera tryck på såret i minst 3 minuter för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Var medveten om din omgivning och se till att du är i en säker position innan du påbörjar första hjälpen.
- Om du är osäker på hur du ska använda någon av komponenterna, sök hjälp från en utbildad person.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kitet:

- Använd det patenterade BFG Helium Whisperfästsystemet för att fästa kitet på en 3 x 3 MOLLEfält eller ett stridsbälte.
- Se till att kitet sitter ordentligt fast för att förhindra att det lossnar under användning.

2. Användning av innehållet:

- Trauma Handskar: Ta på dig handskarna innan du hanterar sår eller medicinska komponenter.
- Quikclot Blödningskontroll Förband: Öppna förbandet och applicera det direkt på blödningsområdet, tryck i minst 3 minuter.
- Nödsituation Trauma Förband 6": Applicera på större sår och följ instruktionerna på förpackningen.
- Hypotermibland: Använd för att förhindra hypotermi genom att svepa den runt den drabbade.
- Platt Fällband: Använd för att stabilisera skador eller som en extra säkerhetsåtgärd.
- Komprimerad Gas: Använd för att rengöra sår eller för att ge syre vid behov.
- SWATT Tryckanordning: Använd för att applicera tryck på blödande sår.

Avfallshantering

- Kasta använda eller utgångna komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Försäkra dig om att alla använda medicinska komponenter hanteras som medicinskt avfall och inte blandas med hushållsavfall.
- Rengör och desinfektera kitet regelbundet för att säkerställa hygien och säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om Trauma Kit NOW! Essentials Supplies, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Observera: Denna produkt är avsedd för att ge första hjälpen och bör inte ersätta professionell medicinsk hjälp. Vid allvarliga skador eller nödsituationer, kontakta omedelbart medicinsk personal.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se