

ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE- SINGLE - WALKERS GAME EAR ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE HEARING AID 2PK

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Öronproppar](#)

Uppladdningsbar med 48 timmars batteritid på en enda laddning. Lätt och kompakt design bakom örat som kan användas i båda öronen. På/Av-knapp med dB-begränsning vid 105dB. Kan användas i båda öronen. Inkluderar 3 storlekar av skumöronproppar, 3 bottencellbatterier, borste och vaxpick / skruvmejsel, USB-laddningskabel. Uppladdningsbar med 48 timmars batteritid på en enda laddning. Lätt och kompakt design bakom örat som kan användas i båda öronen. På/Av-knapp med dB-begränsning vid 105dB. Bullerreduceringsbetyg 22dB. Kan användas i båda öronen. 3 storlekar av skumöronproppar, 3 bottencellbatterier, borste och vaxpick / skruvmejsel, USB-laddningskabel.



Produktinformation

- Namn: [WALKERS GAME EAR ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE HEARING AID 2PK](#)
- Tillverkare: [WALKERS GAME EAR](#)
- Produktnr: 430100937
- Tillv.nr.: GWP-RCHUE-2PK
- Färg: Svart
- NRR: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 34mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 888151023372

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hörselhjälpmedel. Denna produkt är utformad för att förbättra din hörselupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte hörselhjälpmedlet om du har en aktiv öroninflammation eller annan öronsjukdom.
- Justera volymen försiktigt för att undvika hörselskador.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och vax.
- Använd endast de medföljande skumöronpropparna och batterierna som är avsedda för produkten.
- Använd inte produkten i miljöer med extrem värme eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket enligt anvisningarna.
- Sätt i det medföljande bottencellbatteriet med rätt polaritet (+/-).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning:

- Placera hörselhjälpmedlet bakom örat.
- Justera skumöronproppen så att den sitter bekvämt i örat.
- Slå på enheten med På/Avknappen.
- Justera volymen till en bekväm nivå.

3. Laddning:

- Anslut USB-laddningskabeln till en kompatibel strömkälla.
- Anslut den andra änden till hörselhjälpmedlet.
- Låt enheten laddas i minst 4 timmar för att säkerställa full laddning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn förpackningen och andra material i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hörselhjälpmedel.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se