

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-BLACK](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100986
- Tillv.nr.: TKN-NANO-ESS-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.147kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 133mm
- UPC: 810073652811

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO från BLUE FORCE GEAR. Denna mini trauma väska är utformad för att ge nödvändig medicinsk utrustning för att hantera blödningar och andra trauma. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är intakt och inte skadad innan användning.
- Förvara produkten på en säker och lättillgänglig plats, utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till säljaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar sår eller blod.
- Följ noggrant instruktionerna på förpackningen för varje medicinsk utrustning.
- Använd QuikClotblödningskontrollförbandet endast på öppna sår.
- Undvik att använda produkten på personer som har allergier mot några av de ingående materialen.
- Om en person visar tecken på allvarlig reaktion, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan** och inspektera innehållet.
2. **Ta fram nödvändiga föremål** beroende på situationen:
 - Trauma Handskar (1x Par)
 - QuikClot Blödningskontroll Förband (1x)
 - Tryckenhet (1x)
3. **Sätt på handskarna** innan du hanterar en skadad person.
4. **Applicera QuikClot** på det skadade området enligt instruktionerna:
 - Öppna förbandet och placera det direkt på såret.
 - Tryck fast förbandet och håll det på plats för att stoppa blödningen.
5. **Använd tryckenheten** om det behövs för att stabilisera skadan.
6. **Sök medicinsk hjälp** så snart som möjligt efter att ha använt produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda förband och handskar i enlighet med lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Förpackningen kan återvinnas om den är gjord av återvinningsbara material. Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten och användningen av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BLUE FORCE GEARS officiella webbplats.

Avslutande anmärkningar

Vi uppmanar alla användare att noggrant läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO. Genom att följa dessa riktlinjer skyddar du inte bara dig själv utan också andra i din omgivning. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se