

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-COYOTE BROWN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-COYOTE BROWN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100987
- Tillv.nr.: TKN-NANO-ESS-CB
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.147kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 171mm
- UPC: 810073652828

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO. Detta medicinska kit är utformat för att ge dig den nödvändiga utrustningen för att hantera traumatiska situationer. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter i kitet är intakta och i gott skick.
- Håll kitet borta från barn och sårbara grupper om det inte används under övervakning av en vuxen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter i produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blödningar för att skydda både dig själv och den skadade.
- Se till att du har tillräcklig kunskap om hur man använder varje komponent i kitet, särskilt Quikclot Blödningskontroll Förband.
- Om du är osäker på hur du ska använda en komponent, sök hjälp från en medicinsk professionell.
- Förvara kitet på en torr och säker plats för att förhindra skador på utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter är närvarande: Trauma Handskar, Quikclot Blödningskontroll Förband, och Tryckenhet.
- Läs igenom instruktionerna för varje komponent innan användning.

2. Användning av Trauma Handskar:

- Ta på dig handskarna innan du hanterar en skadad person för att förhindra smittspridning.

3. Användning av Quikclot Blödningskontroll Förband:

- Öppna förpackningen och applicera förbandet direkt på blödningsområdet.
- Tryck fast förbandet och håll det på plats för att stoppa blödningen.

4. Användning av Tryckenhet:

- Om blödningen inte stoppar med förbandet, använd tryckenheten för att applicera ett fast tryck på området.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten, inklusive använda förband och handskar, ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Se till att alla använda komponenter är säkert förpackade innan de slängs för att undvika risk för infektion.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information om säkerhetsärenden och produktåterkallelser.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer när du använder MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se