

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-WOLF GRAY

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-WOLF GRAY](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100990
- Tillv.nr.: TKN-NANO-ESS-WF
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.147kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 171mm
- UPC: 810073652859

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR. Detta kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid traumatiska skador. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Kontrollera regelbundet att kitet är komplett och att alla komponenter är i gott skick.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats där det snabbt kan nås vid behov.
- Håll kitet utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller andra kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- Kontrollera att Quikclot Blödningskontroll Förbandet är korrekt applicerat för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Använd Tryckenheten på rätt sätt för att uppnå bästa resultat.
- Vid allvarliga skador, sök alltid professionell medicinsk hjälp om möjligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna kitet:

- Ta bort kitet från förpackningen.
- Kontrollera att alla komponenter finns med: Trauma Handskar, Quikclot Blödningskontroll Förband, och Tryckenhet.

2. Applicera första hjälpen:

- Sätt på Trauma Handskar för att skydda dig själv.
- Identifiera skadan och bedöm blödningens allvarlighetsgrad.
- Om blödning uppstår, använd Quikclot Blödningskontroll Förbandet:
 - Öppna förbandet och placera det direkt på blödningsområdet.
 - Fäst förbandet ordentligt för att stoppa blödningen.
- Om nödvändigt, använd Tryckenheten för att applicera ytterligare tryck.

3. Avsluta behandlingen:

- Ta av handskarna och kassera dem på ett säkert sätt.
- Rengör eventuella verktyg eller ytor som kan ha kommit i kontakt med blod eller kroppsvätskor.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda handskar och förband enligt lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Förvara kitet på en torr och sval plats för att förlänga hållbarheten på innehållet.
- Kontrollera regelbundet kitet och byt ut förbrukade komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens information till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR. Tack för att du prioriterar säkerhet och välbefinnande.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se