

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-BLACK](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100991
- Tillv.nr.: TKN-NANO-PRO-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 121mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 44mm
- UPC: 810073652866

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO. Detta medicinska kit är utformat för att ge grundläggande första hjälpen vid traumatiska skador. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Förvara kitet på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn.
- Kontrollera kitet regelbundet för att säkerställa att alla komponenter är intakta och inte har passerat sitt utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av medicinska produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar skador för att förhindra smittspridning.
- Undvik direkt kontakt med blod och kroppsvätskor.
- Använd QuikClot blödningskontroll förband endast enligt instruktionerna för att säkerställa effektivitet.
- Var försiktig vid användning av tryckenheten för att undvika ytterligare skador på det drabbade området.
- Om du är osäker på hur du ska använda någon del av kitet, sök hjälp från en medicinsk professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kitet:** Kontrollera att alla komponenter är närvarande och i gott skick.
2. **Använd handskar:** Innan du hanterar en skada, sätt på dig trauma handskarna.
3. **Bedöm skadan:** Identifiera typ och svårighetsgrad av skadan.
4. **Applicera QuikClot blödningskontroll:**
 - Ta fram förbandet.
 - Placera det direkt på blödningsområdet.
 - Tryck fast förbandet med ett jämnt tryck.
5. **Använd tryckenheten:**
 - Placera tryckenheten på förbandet om det behövs.
 - Justera trycket för att stoppa blödningsområdet utan att orsaka ytterligare skada.
6. **Sök medicinsk hjälp:** Efter att ha hanterat den akuta situationen, se till att den skadade får professionell medicinsk hjälp så snart som möjligt.

Avfallshantering

- Kasta använda handskar och förband i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Försäkra dig om att kitet förvaras i en säker och hygienisk miljö efter användning.
- Kontrollera alltid utgångsdatum på komponenterna och kassera dem på ett säkert sätt om de har passerat.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa att MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO används på ett säkert och effektivt sätt. Ditt välbefinnande och säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se