

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-BLACK](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100996
- Tillv.nr.: TKN-NANO-ADV-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.222kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 810073652910

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! Nano. Denna miniatyr trauma väska är utformad för att ge nödvändig medicinsk utrustning för att hantera blödningar och andra traumatiska skador. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter i traumakitet är intakta och inom sitt utgångsdatum.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- Se till att du har fått korrekt utbildning i första hjälpen innan du använder traumakitet.
- Använd QuikClot Blödningskontroll Förband endast enligt instruktionerna för att säkerställa effektivitet.
- Kontrollera att tryckenheten är korrekt applicerad för att stoppa blödning effektivt.
- Vid allvarliga skador, kontakta alltid professionell medicinsk hjälp så snart som möjligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna traumakitet:

- Ta bort kitet från förpackningen och kontrollera att alla komponenter är inkluderade.

2. Användning av Trauma Handskar:

- Ta ett par handskar från kitet och sätt på dem innan du påbörjar första hjälpenbehandling.

3. Applicera QuikClot Blödningskontroll Förband:

- Rulla ut förbandet och placera det direkt på såret.
- Tryck ned förbandet på plats och håll det i några minuter för att säkerställa att blödningen stoppar.

4. Användning av Tryckenhet:

- Placera tryckenheten över förbandet och applicera ett jämnt tryck.
- Kontrollera att trycket är tillräckligt för att stoppa blödningen utan att orsaka ytterligare skada.

5. Kontrollera och övervaka:

- Håll koll på patientens tillstånd och var beredd att ge ytterligare hjälp eller söka medicinsk hjälp om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av traumakitet, inklusive använda handskar och förband, ska hanteras som medicinskt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för medicinska produkter.
- Kasta inte produkten i hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! Nano, vänligen kontakta din återförsäljare eller kontrollera den medföljande produktinformationen för kontaktuppgifter.

Tack för att du tar ansvar för din och andras säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se