

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100997
- Tillv.nr.: TKN-NANO-ADV-CB
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.147kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 171mm
- UPC: 810073652927

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO. Detta medicinska kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid traumatiska skador. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att alla komponenter är kompletta.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blödningar för att minimera risken för smittspridning.
- Se till att QuikClotblödningskontrollförbandet är korrekt applicerat för att maximera effektiviteten.
- Använd tryckenheten enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt kompression.
- Undvik att använda produkten på personer med kända allergier mot något av de ingående materialen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kittet:** Se till att kittet är på en ren yta och öppna det försiktigt.
2. **Användning av trauma handskar:**
 - Ta på dig handskarna innan du börjar behandlingen.
3. **Applicera QuikClotblödningskontrollförbandet:**
 - Ta förbandet och placera det direkt över blödningsområdet.
 - Tryck förbandet mot såret och håll det på plats.
4. **Användning av tryckenheten:**
 - Placera tryckenheten över förbandet.
 - Justera trycket för att säkerställa att blödningen stoppas utan att cirkulationen blockeras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda handskar och förband i enlighet med lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningen och oanvända komponenter kan kasseras som vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor eller rapportera problem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se