

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-RANGER GREEN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano är den minsta av TKN:s medicinska kit. Denna mini trauma väska rymmer den nödvändiga medicinska utrustningen som är avsedd att stoppa den främsta orsaken till traumatisk död: blödning! Denna första hjälpen väska kan enkelt förvaras i en ficka, medicinsk ryggsäck och andra liknande utrymmen. ESSENTIELLA INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x), och en Tryckenhet (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), och en Tryckenhet (1x) AVANCERADE INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), och en Tryckenhet (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430100999
- Tillv.nr.: TKN-NANO-ADV-RG
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 178mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 810073652941

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR. Detta medicinska kit är utformat för att ge nödvändig utrustning för att hantera traumatiska skador, särskilt blödningar. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Förvara kitet utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera innehållet regelbundet och ersätt eventuella utgångna eller skadade artiklar.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är intakta innan användning.
- Använd handskar vid hantering av blödningar för att skydda både dig själv och den skadade.
- Följ alltid instruktionerna på förpackningen för Quikclot och andra förband.
- Använd tryckenheten korrekt för att effektivt stoppa blödningar.
- Vid allvarliga skador, sök omedelbart professionell medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att kitet är komplett och i gott skick.
- Välj en säker och bekväm plats för att utföra första hjälpen.

2. Användning av Trauma Handskar:

- Ta på dig ett par trauma handskar innan du hanterar en skadad person.
- Se till att handskarna sitter ordentligt och är hela.

3. Användning av Quikclot Blödningskontroll Förband:

- Ta ut förbandet från förpackningen.
- Applicera förbandet direkt på blödningsområdet.
- Tryck fast förbandet och håll trycket i minst 3 minuter.

4. Användning av Tryckenhet:

- Placera tryckenheten över blödningsområdet.
- Justera trycket för att stoppa blödningen utan att förhindra blodcirkulationen.
- Kontrollera området efter 10 minuter för att se om blödningen har stoppats.

Avfallshantering

- Kasta använda handskar och förband i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Förpackningar och oanvända produkter ska återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR. Tack för att du prioriterar säkerhet och välbefinnande.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se