

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIALS - BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälpen](#) > [Första Hjälpen](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIALS - BLACK**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101001
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-ESS-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.2kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653016

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska påse är designad för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för den avsedda användningen.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är intakta och inte utgångna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning, följ alltid instruktionerna noggrant för att undvika skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller andra kroppsvätskor.
- Kontrollera att QuikClot Blödningskontroll Bandage är korrekt placerat innan du applicerar tryck.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om komponenterna är utgångna.
- Var försiktig vid användning av de medicinska verktygen för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Vid osäkerhet, sök alltid professionell medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter i kitet är närvarande:
 - Trauma Handskar (1x Par)
 - QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x)
 - Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x)
 - Hypotermiblandning (1x)
 - Platt Fällband (1x)
 - Tryckanordning (1x)
 - Fullstor Brösthörseglung (om tillämpligt)
 - Nasopharyngeal Luftväg (om tillämpligt)
 - Dekompressionsnål (om tillämpligt)

2. Användning:

- Vid blödning, applicera QuikClot Blödningskontroll Bandage direkt på såret och tryck för att stoppa blödningen.
- Använd Trauma Bandage för att täcka större sår och applicera tryck för att kontrollera blödning.
- För hypotermi, använd Hypotermiblandningen enligt instruktionerna.
- Använd Nasopharyngeal Luftväg för att säkerställa fria luftvägar vid behov.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för varje komponent.

3. Efter användning:

- Kassera använda komponenter på ett säkert sätt.
- Rengör och desinficera alla verktyg som har använts.
- Kontrollera kitet för att säkerställa att alla komponenter är på plats och i gott skick för framtida användning.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda eller utgångna komponenter i enlighet med lokala regler för medicinskt avfall.
- Förpackningen kan återvinnas om den är ren och torr. Kontrollera lokala återvinningsregler för korrekt kassation.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Slutord

Att ha ett MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ tillgängligt kan vara avgörande i en nödsituation. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se