

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIALS - COYOTE

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIALS - COYOTE](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430101002
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-ESS-CB
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653023

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Detta kit är utformat för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera kitet regelbundet för att säkerställa att alla komponenter är i gott skick och inte har utgått.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till den angivna kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd handskar när du hanterar blödande sår för att skydda både dig själv och patienten.
- Se till att du har tillgång till en säker och ren miljö när du använder kitet.
- Tillämpa tryckbandage och andra medicinska enheter enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt användning.
- Undvik att använda produkter som har utgått eller är skadade.

Instruktioner för installation och användning

1. **Inspektera kitet:** Kontrollera att alla komponenter finns med och att de är i gott skick.
2. **Användning av Trauma Handskar:**
 - Ta på dig handskarna innan du hanterar sår.
 - Kassera handskarna efter användning enligt lokala föreskrifter.
3. **Användning av QuikClot Blödningskontroll Bandage:**
 - Applicera bandaget direkt på såret.
 - Tillämpa tryck för att stoppa blödningen.
4. **Användning av Nödsituation Trauma Bandage 6”:**
 - Placera bandaget över såret och säkra det på plats.
 - Följ upp med medicinsk hjälp om blödningen inte stoppar.
5. **Användning av Hypotermiblandning:**
 - Använd blandningen för att förhindra hypotermi hos patienter.
 - Täck patienten med en värmeisolerande filt.
6. **Användning av Platt Fällband:**
 - Använd bandet för att immobilisera skadade extremiteter.
7. **Tryckanordning och Brösthörseglning:**
 - Följ instruktionerna för korrekt användning av dessa enheter.
 - Se till att bröstförseglingen är ordentligt applicerad för att förhindra luftläckage.

Avfallshantering

- Kassera använda eller utgångna produkter enligt lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Se till att alla komponenter är säkert förpackade innan de kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för EUBaserad support.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säkrare användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se