

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-PLUS+-MOLLE-ESSENTIAL-RANGER GREEN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-PLUS+-MOLLE-ESSENTIAL-RANGER GREEN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430101004
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-ESS-RG
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.2kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653047

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska påse är utformad för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter i kit är intakta och i gott skick.
- Håll kit borta från barn och sårbara grupper, om det inte används under övervakning av en vuxen.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; den är inte avsedd för medicinsk behandling av sjukdomar eller tillstånd.
- Vid osäkerhet om användningen, kontakta en medicinsk professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är kompletta innan du använder kitet.
- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att undvika smittspridning.
- Följ instruktionerna noggrant när du applicerar bandage eller andra medicinska produkter.
- Var medveten om allergier mot material i kitet, som latex i handskar.
- Använd inte produkter som har passerat sitt utgångsdatum.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga komponenter i kitet.
- Läs igenom instruktionerna för varje komponent innan användning.

2. Användning av Trauma Handskar:

- Ta på dig handskarna innan du börjar behandla en skada.
- Se till att handskarna är hela och inte har några hål.

3. Applicering av QuikClot Blödningskontroll Bandage:

- Öppna förpackningen och placera bandaget direkt över blödande område.
- Tryck fast bandaget i minst 3 minuter för att stoppa blödningen.

4. Användning av Nödsituation Trauma Bandage:

- Öppna bandaget och placera det över skadan.
- Fäst bandaget ordentligt för att säkerställa att det stannar på plats.

5. Användning av Tryckanordning:

- Använd tryckanordningen för att applicera tryck på blödande sår.
- Kontrollera att trycket är tillräckligt för att stoppa blödningen utan att blockera blodcirkulationen.

Avfallshantering

- Avfall från kit, inklusive använda handskar och bandage, bör kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Förpackningar och ickeanvända komponenter kan kasseras som vanligt hushållsavfall, om inte annat anges.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+, vänligen kontakta den lokala leverantören eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se