

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO - BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO - BLACK**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101006
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-PRO-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.245kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653061

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska kit är utformad för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid traumatiska skador. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller utgångna datum.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter i kitet är intakta innan användning.
- Använd handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- Följ alltid instruktionerna för användning av QuikClot och andra medicinska produkter noggrant.
- Var medveten om eventuella allergier mot innehållet i produkterna.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om förpackningen är bruten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kitet:** Ta bort kitet från dess förpackning och kontrollera att alla komponenter är närvarande.
2. **Använda Trauma Handskar:**
 - Rulla ut ett par handskar och sätt på dem innan du hanterar skadade personer.
3. **Använda QuikClot Blödningskontroll Bandage:**
 - Ta bandaget och placera det direkt över blödningsområdet.
 - Tryck fast bandaget och håll det på plats i minst 3 minuter.
4. **Applicera Nödsituation Trauma Bandage:**
 - Placera bandaget över skadan och dra åt för att stoppa blödnungen.
5. **Använda Fullstor Brösthörseglung** (om tillämpligt):
 - Följ instruktionerna på förpackningen för att applicera bröstförseglingen korrekt.
6. **Avsluta användningen:**
 - Efter att ha tillhandahållit första hjälpen, avlägsna handskarna och kassera dem på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Kassera använda medicinska produkter och förpackningar i enlighet med lokala avfallsregler.
- Använd en säker metod för att avlägsna och kassera avfall som kan innehålla kroppsvätskor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se förpackningen för ytterligare kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se