

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO - COYOTE BROWN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO - COYOTE BROWN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430101007
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-PRO-CB
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.24kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653078

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska kit är designad för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. Det är viktigt att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter i kitet är i gott skick och inte har passerat sitt utgångsdatum.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats, men utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter i produkten till försäljningsstället.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller andra kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- Undvik att använda produkter som har skadats eller har synliga tecken på läckage.
- Var noga med att följa instruktionerna för varje medicinsk komponent, särskilt för bandage och förseglingar.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas; sök hjälp från en utbildad person.

Instruktioner för installation och användning

- Öppna kitet och inspektera innehållet för att säkerställa att alla komponenter är närvarande och i gott skick.
- Om du behöver använda ett bandage:
 - Ta fram QuikClot Blödningskontroll Bandage.
 - Placera bandaget direkt på såret och tryck fast det.
 - Använd det fällbara bandet för att säkra bandaget på plats.
- För att använda bröstförseglingen:
 - Ta fram Fullstor Bröstförsegling.
 - Placera förseglingen över det skadade området och tryck fast den ordentligt.
- Vid behov av att hantera hypotermi:
 - Använd Hypotermiblandning för att skydda mot nedkylning.
- För att använda Nasopharyngeal Luftväg:
 - Följ instruktionerna för korrekt insättning och användning.

Avfallshantering

- Kassera använda medicinska komponenter i enlighet med lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Förpackningen och öppnade komponenter kan återvinnas om de är märkta som återvinningsbara.
- Se till att försegla och förpacka avfall på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig exponering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Tack för att du prioriterar din säkerhet och hälsa.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se