

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -RANGER GREEN

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -RANGER GREEN](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430101009
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-PRO-RG
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 305mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 810073653092

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska kit är utformad för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid traumatiska skador. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är intakta och inte har passerat utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller brister i produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder kitets innehåll, se till att du har rätt utbildning i första hjälpen och traumahantering.
- Använd alltid handskar när du hanterar blödande sår för att skydda både dig själv och patienten.
- Kontrollera att QuikClotblödningskontrollbandaget är korrekt placerat innan du applicerar tryck.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om innehållet har förorenats.
- Följ alltid de medicinska riktlinjerna för användning av hypotermiblandning och bröstförsegling.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Ta bort kitets lock och inspektera innehållet.
2. **Använd handskar:** Ta på dig trauma handskar innan du hanterar medicinska komponenter.
3. **Applicera blödningskontroll:**
 - Ta QuikClotblödningskontrollbandaget och placera det på det blödande området.
 - Applicera tryck och håll det på plats i minst 3 minuter.
4. **Använd trauma bandage:**
 - Ta det nödsituation trauma bandaget och placera det över såret.
 - Fäst bandaget ordentligt för att förhindra ytterligare blödning.
5. **Hypotermiblandning:** Använd hypotermiblandningen om patienten riskerar att drabbas av hypotermi.
6. **Bröstförsegling:** Om det finns misstanke om en bröstskada, använd bröstförseglingen enligt instruktionerna.
7. **Rengöring och avfallshantering:** Kassera använda komponenter på ett säkert sätt och följ lokala riktlinjer för medicinskt avfall.

Avfallsanvisningar

- Kasta använda och skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt, men se till att inga medicinska komponenter finns kvar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Tack för att du prioriterar säkerhet och välbefinnande i akuta situationer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se