

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -WOLF GRAY

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -WOLF GRAY**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101010
- Tillv.nr.: HWTKNPLUSPRO
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.503kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 203mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 810073653108

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska påse är designad för att ge snabb och effektiv första hjälpen vid trauma. För att säkerställa säker användning och maximera effektiviteten av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Förvara produkten på en säker och lättillgänglig plats, skyddad från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar medicinska material för att förhindra infektion.
- Se till att alla bandage och medicinska förnödenheter är korrekt placerade och säkrade innan du använder dem.
- Var medveten om eventuella allergier mot specifika material i kitets innehåll, såsom latex.
- Om en person är medvetslös eller har svårt att andas, sök omedelbart professionell medicinsk hjälp.
- Använd inte produkter som har passerat sitt utgångsdatum.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Ta bort kitets innehåll och inspektera alla komponenter.
2. **Använda Trauma Handskar:** Rulla ut och sätt på dig ett par trauma handskar innan du hanterar andra medicinska förnödenheter.
3. **Applicera QuikClot Blödningskontroll Bandage:**
 - Ta bort bandaget från förpackningen.
 - Applicera direkt på blödande område.
 - Tryck och håll i minst 3 minuter för att stoppa blödningsen.
4. **Använda Nödsituation Trauma Bandage:**
 - Ta fram bandaget och placera det över det skadade området.
 - Följ instruktionerna på förpackningen för korrekt applicering.
5. **Hypotermiblandning:** Används för att förhindra hypotermi. Fäst den på den skadade personen om de är kalla eller har låg kroppstemperatur.
6. **Tryckanordning:** Används för att applicera tryck på blödande sår. Se till att den är korrekt placerad och säkrad.
7. **Fullstor Brösthörseglung:** Används vid bröstskador. Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt användning.

Avfallshantering

- Kasta alla använda förnödenheter i enlighet med lokala föreskrifter för medicinskt avfall.
- Förpackningar och öppnade produkter kan kasseras med hushållsavfall om de inte är skadliga eller farliga.
- Se till att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BLUE FORCE GEAR:s officiella webbplats.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Tack för att du prioriterar säkerhet och hälsa.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se