

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - COYOTE

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - COYOTE**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101012
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-ADV-CB
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 305mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 810073653122

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska kit är utformad för att ge snabb åtkomst till livräddande utrustning i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Använd endast produkten enligt instruktionerna för att säkerställa säker användning.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en defekt eller osäker produkt, rapportera detta till de relevanta myndigheterna.
- **Återkallelseinformation:** Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- **Skydd för sårbara grupper:** Var särskilt försiktig när produkten används av eller i närheten av barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kontrollera innehållet:** Innan du använder kitet, kontrollera att alla komponenter är intakta och inte har utgått.
- **Använd alltid handskar:** Traumahandskarna i kitet ska alltid användas för att skydda både användaren och patienten.
- **Följ instruktionerna:** Använd varje komponent i kitet enligt de medföljande instruktionerna för att säkerställa korrekt användning.
- **Förvara kitet på en säker plats:** Håll kitet utom räckhåll för barn och i en miljö som skyddar mot fukt och extrem temperatur.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kitet:** Ta bort kitet från förpackningen och se till att alla delar är intakta.
2. **Användning av traumahandskar:** Rulla ut ett par traumahandskar och sätt på dig dem innan du hanterar någon medicinsk utrustning.
3. **Blödningskontroll:**
 - Använd QuikClot Blödningskontroll Bandage för att stoppa blödningar.
 - Applicera bandaget direkt på såret och tryck fast det.
4. **Användning av traumabandage:**
 - Ta fram Nödsituation Trauma Bandage och placera det över såret.
 - Fäst bandaget ordentligt för att säkerställa tryck.
5. **Hypotermiblandning:** Använd Hypotermiblandningen vid behov för att förhindra hypotermi hos patienten.
6. **Tryckanordning:** Använd tryckanordningen för att applicera extra tryck på blödningsställen.
7. **Brösthörseglning:** Om det finns tecken på pneumothorax, använd Fullstor Brösthörseglning enligt instruktionerna.
8. **Nasopharyngeal Luftväg:** Använd Nasopharyngeal Luftväg för att säkerställa fri luftväg om det behövs.
9. **Dekompressionsnål:** Använd Dekompressionsnålen vid tecken på mediastinellt tryck.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Avfallshantering:** Kassera använda medicinska produkter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- **Förpackning:** Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb assistans.

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Vi hoppas att dessa instruktioner hjälper dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se