

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED -WOLF GRAY

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED -WOLF GRAY**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101015
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-ADV
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.503kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 203mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 810073653153

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ från BLUE FORCE GEAR. Detta kit är utformat för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera att alla komponenter i kitet är intakta och i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper om inte specifikt avsett för deras användning.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar medicinska komponenter för att förhindra kontaminering.
- Se till att du har lämplig utbildning i första hjälpen och traumaåtgärder innan du använder produkten.
- Använd endast de komponenter som ingår i kitet för deras avsedda syften.
- Kontrollera att alla förband och bandage är korrekt applicerade för att säkerställa effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Inspektera kitet för att säkerställa att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Bekanta dig med innehållet och dess användning innan en nödsituation inträffar.

2. Användning av Trauma Handskar:

- Ta på dig handskarna innan du börjar behandla någon skada.
- Se till att handskarna sitter ordentligt för att undvika att de glider av.

3. Användning av QuikClot Blödningskontroll Bandage:

- Applicera bandaget direkt på blödningsområdet.
- Håll tryck på bandaget i minst 35 minuter för att stoppa blödningen.

4. Användning av Nödsituation Trauma Bandage:

- Öppna bandaget och placera det på skadan.
- Använd den medföljande remmen för att säkra bandaget på plats.

5. Användning av Fullstor Brösthörseglung:

- Placera bröstförseglingen över såret och tryck ner för att säkerställa tätning.
- Kontrollera att det inte finns några luftläckor.

6. Användning av Nasopharyngeal Luftväg:

- Välj rätt storlek och applicera försiktigt i näsan.
- Se till att luftvägen är fri och att patienten kan andas.

7. Avslutning av användning:

- Ta av dig handskarna och kassera dem på ett säkert sätt.
- Rengör eventuella verktyg eller ytor som har kommit i kontakt med blod eller kroppsvätskor.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda medicinska komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt.
- Förvara öppnade och oanvända komponenter på en säker plats för framtida användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Tack för att du prioriterar säkerheten och beredskapen i nödsituationer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se