

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - COYOTE

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Trauma Kit NOW! - SMALL är det senaste första hjälpen-setet från Blue Force Gear. Utformat som svar på kunder som älskade funktionerna och designen av TKN-MEDIUM men behövde en mindre väska. Denna MOLLE medicinska väska är 30% mindre än TKN-MEDIUM. TKN-SMALL använder den enskilda rörelsen för att dra ut toppen av den ursprungliga TKN, men i den bekanta storleken och formatet av en dubbel / trippel (staplad) M4 magasinväska. ESSENTIALS INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x - vit), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), och Komprimerad Gas (1x) PR INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Combat Gas LE (1x - svart), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), Komprimerad Gas (1x), och Fullstor Bröstförslutning (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Combat Gas (1x - grön), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), Komprimerad Gas (1x), Fullstor Bröstförslutning (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - COYOTE](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430101017
- Tillv.nr.: HW-TKN-SMALL-ES
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 810073653221

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Detta första hjälpenset är utformat för att ge dig nödvändiga medicinska förnödenheter i en kompakt och lättanvänd väska. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Förvara trauma kit på en säker och lättillgänglig plats.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kit för att säkerställa att alla komponenter är intakta och inom sitt utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn om inte specifikt angivet för användning av barn.
- Om du är osäker på hur en komponent ska användas, sök råd från en medicinsk professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Trauma Handskar: Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- QuikClot Blödningskontroll Förband: Applicera endast på blödande sår. Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa effektivitet.
- Nödförband: Använd för att täcka sår och förhindra infektion. Byt ut förbandet vid behov.
- Hypotermivärmefilt: Använd för att skydda en person från hypotermi. Se till att den är ordentligt insvept för bästa effekt.
- Flat Fålltejp: Använd för att fästa förband eller andra medicinska komponenter på plats.
- Komprimerad Gas: Används vid behov för att ge syre. Följ instruktionerna för korrekt användning.
- Fullstor Brösthörslutning: Endast för användning av utbildad personal eller i nödsituationer.
- Nasopharyngeal Luftväg och Dekompressionsnål: Dessa komponenter bör endast användas av medicinskt utbildad personal.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Ta bort kit från förpackningen och kontrollera att alla komponenter är närvarande.
2. **Användning av handskar:** Sätt på trauma handskar innan du påbörjar behandlingen av en skada.
3. **Behandling av sår:**
 - Rengör såret om möjligt.
 - Applicera QuikClot Blödningskontroll Förbandet direkt på såret och tryck för att stoppa blödningen.
 - Täck såret med ett nödförband.
4. **Skydd mot hypotermi:** Om personen är kall, svep dem i hypotermivärmefilt.
5. **Användning av Flat Fålltejp:** Använd tejp för att fästa förband på plats.
6. **Komprimerad Gas:** Använd endast om det finns behov av syre och om du är utbildad i dess användning.
7. **Transportera till sjukhus:** Om skadan är allvarig, transportera personen till en medicinsk anläggning så snart som möjligt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda handskar, förband och andra engångskomponenter i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Förpackningar och oönskade komponenter kan återvinnas om de är märkta som återvinningsbara.
- För produkter som är skadliga eller farliga, följ särskilda avfallsanvisningar från lokala myndigheter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av TRAUMA KIT NOW!
SMALL. Tack för att du prioriterar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se