

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - PRO SUPPLIES-MULTICAM

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Trauma Kit NOW! - SMALL är det senaste första hjälpen-setet från Blue Force Gear. Utformat som svar på kunder som älskade funktionerna och designen av TKN-MEDIUM men behövde en mindre väska. Denna MOLLE medicinska väska är 30% mindre än TKN-MEDIUM. TKN-SMALL använder den enskilda rörelsen för att dra ut toppen av den ursprungliga TKN, men i den bekanta storleken och formatet av en dubbel / trippel (staplad) M4 magasinväska. ESSENTIALS INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x - vit), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), och Komprimerad Gas (1x) PR INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Combat Gas LE (1x - svart), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), Komprimerad Gas (1x), och Fullstor Bröstförslutning (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Combat Gas (1x - grön), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), Komprimerad Gas (1x), Fullstor Bröstförslutning (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - PRO SUPPLIES-MULTICAM](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 430101023
- Tillv.nr.: HW-TKN-SMALL-PR
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.44kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 203mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 810073653283

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Denna första hjälpenväska är utformad för att ge dig nödvändig utrustning för att hantera akuta situationer. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter i traumakitet är i gott skick och inte har passerat utgångsdatum.
- Förvara traumakitet på en säker och lättillgänglig plats.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller andra kroppsvätskor.
- Kontrollera att alla förband och medicinska produkter är intakta innan användning.
- Använd endast QuikClotblödningskontrollförbandet enligt instruktionerna på förpackningen.
- Se till att du har lämplig utbildning för att använda medicinska produkter korrekt.
- Vid allvarliga skador, sök professionell medicinsk hjälp omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna traumakitet:** Dra ut toppen av väskan för att få tillgång till innehållet.
2. **Använda handskar:** Ta på dig trauma handskar innan du påbörjar behandlingen av en skada.
3. **Applicera förband:** Använd QuikClotblödningskontrollförbandet för att stoppa blödningar. Följ instruktionerna på förpackningen noggrant.
4. **Använda nödförband:** Applicera nödförbandet 6" för att täcka och skydda såret.
5. **Hypotermivärmefilt:** Använd värmefiltren för att hålla den skadade varm.
6. **Fålltejp:** Använd flat fålltejp för att fästa förband och skydd.
7. **Komprimerad gas:** Använd den komprimerade gasen vid behov.
8. **Fullstor bröstförslutning:** Använd bröstförslutningen om det finns en misstänkt bröstskada.
9. **Nasopharyngeal luftväg:** Använd denna vid behov för att öppna luftvägarna.
10. **Dekompressionsnål:** Använd dekompressionsnålen endast om du har adekvat utbildning.

Avfallshantering

- Kassera använda handskar och förband i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Förpackningar och oönskade produkter bör kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av medicinska produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring TRAUMA KIT NOW! SMALL, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens information tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du tar ansvar för din och andras säkerhet med TRAUMA KIT NOW! SMALL.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se