

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES - BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Trauma Kit NOW! - SMALL är det senaste första hjälpen-setet från Blue Force Gear. Utformat som svar på kunder som älskade funktionerna och designen av TKN-MEDIUM men behövde en mindre väska. Denna MOLLE medicinska väska är 30% mindre än TKN-MEDIUM. TKN-SMALL använder den enskilda rörelsen för att dra ut toppen av den ursprungliga TKN, men i den bekanta storleken och formatet av en dubbel / trippel (staplad) M4 magasinväska. ESSENTIALS INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Blödningskontroll Förband (1x - vit), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), och Komprimerad Gas (1x) PR INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Combat Gas LE (1x - svart), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), Komprimerad Gas (1x), och Fullstor Bröstförslutning (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullade 2x Par), QuikClot Combat Gas (1x - grön), Nödförband 6" (1x), Hypotermivärmefilt (1x), Flat Fålltejp (1x), Komprimerad Gas (1x), Fullstor Bröstförslutning (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES - BLACK**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101026
- Tillv.nr.: HW-TKN-SM-ADV-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653313

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TRAUMA KIT NOW! SMALL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

TRAUMA KIT NOW! SMALL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Detta första hjälpenset är designat för att ge dig nödvändiga medicinska förnödenheter i en kompakt och lättanvänd väska. För att säkerställa säker användning och maximera effektiviteten av detta kit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda instruktionerna.
- Håll kitet utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kitet för att säkerställa att alla komponenter är i gott skick och inte har passerat sitt utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart till återförsäljaren eller till tillverkaren.
- Håll kitet på en torr och sval plats för att förhindra skador på förnödenheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Trauma Handskar: Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att skydda dig själv och andra.
- QuikClot Blödningskontroll Förband: Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Nödförband: Använd endast för att täcka sår och skador. Byt ut förbandet regelbundet för att förhindra infektion.
- Hypotermivärmefilt: Använd denna filt för att skydda en person från hypotermi. Se till att personen är i ett skyddat område.
- Flat Fälltejp: Använd tejen för att fästa förband eller andra medicinska produkter på plats.
- Komprimerad Gas: Använd med försiktighet och enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Fullstor Brösförslutning: Används vid allvarliga bröstskador. Se till att du har rätt teknik innan användning.
- Nasopharyngeal Luftväg: Används för att säkerställa fri luftväg. Utbildning rekommenderas för korrekt användning.
- Dekompressionsnål: Använd endast om du är utbildad i korrekt teknik för att undvika allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kitet:** Öppna väskan och kontrollera att alla komponenter finns med.
2. **Använd handskar:** Sätt på trauma handskar innan du påbörjar någon medicinsk behandling.
3. **Bedöm situationen:** Utvärdera skadans allvarlighetsgrad och bestäm vilka förnödenheter som behövs.
4. **Använd förband:** Applicera QuikClot Blödningskontroll Förband på blödande sår enligt instruktionerna.
5. **Skydda mot hypotermi:** Om personen är kall, linda in dem i hypotermivärmefilt.
6. **Säkerställ luftvägar:** Använd Nasopharyngeal Luftväg om personen har svårt att andas.
7. **Vid behov, använd Dekompressionsnål:** Använd denna endast om du är utbildad och situationen kräver det.
8. **Rengör och städa:** Efter användning, ta bort handskarna och kassera dem på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Kassera använda förband och handskar i enlighet med lokala riktlinjer för medicinskt avfall.
- Förpackningar och oönskade produkter kan slängas i vanligt hushållsavfall, så länge de inte är kontaminerade.
- Se till att alla komponenter är borta från barn och djur efter användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om TRAUMA KIT NOW! SMALL, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt TRAUMA KIT NOW! SMALL. Tack för att du prioriterar säkerhet och välbefinnande.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se