

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - BLACK

The Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ is 30% larger than the original BFG micro medic kit (MTKN). This medical pouch is for those users who want the design of the MTKN but need to carry a full-size pressure dressing and chest seal.

Available with a MOLLE med kit mount that adapts to plate carriers, vests, battle belts or other MOLLE compatible surfaces. It offers the same high speed access to your medical gear as the other BFG MED MTKN and TKN trauma first aid pouches. ESSENTIALS INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Bleeding Control Dressing (1x), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), and Pressure Device (1x) PRO INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), Pressure Device (1x), and Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x), and Decompression Needle (1x)



Attributes

- Name: MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430101011
- Mfr. No.: HW-TKN-PLUS-ADV-BK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810073653115

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! PLUS+](#)
- [English: Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité du Micro Trauma Kit NOW! PLUS+](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! PLUS+](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Micro Trauma Kit NOW! PLUS+](#)

Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! PLUS+

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ von BLUE FORCE GEAR. Dieses Kit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen die notwendige medizinische Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, es enthält medizinische Produkte, die nicht für Kinder geeignet sind.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Tragen Sie bei der Anwendung der im Kit enthaltenen Materialien Handschuhe, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden, wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihre Hände sauber sind.
- Verwenden Sie die QuikClotProdukte nur gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
- Achten Sie darauf, dass alle Produkte im Kit vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwendet werden.
- Bei Anzeichen einer allergischen Reaktion auf die verwendeten Materialien, brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie medizinische Hilfe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Zugänglichkeit:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem Ort aufbewahrt wird, der leicht zugänglich ist, wie z.B. an einem Plattenträger oder Kampfgürtel.
- **Verwendung der Inhalte:**
 - TraumaHandschuhe: Ziehen Sie immer ein Paar Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - QuikClot Blutstillungsverband: Öffnen Sie die Verpackung, legen Sie den Verband auf die Wunde und drücken Sie fest, um die Blutung zu stoppen.
 - NotfalltraumaVerband: Wickeln Sie den Verband um die verletzte Stelle und sichern Sie ihn gut.
 - HypothermieDecke: Verwenden Sie die Decke zur Temperaturregulation, besonders bei Schockzuständen.
 - Flachfaltenband: Nutzen Sie es zur Stabilisierung von Verletzungen.
 - Druckgerät: Wenden Sie das Druckgerät an, um starken Blutungen entgegenzuwirken.
 - Vollwertiger Brustverband: Verwenden Sie diesen bei schweren Verletzungen im Brustbereich.
 - Nasopharyngeal Airway: Setzen Sie es nur ein, wenn Sie mit der Technik vertraut sind.
 - Dekompressionsnadel: Verwenden Sie diese nur, wenn Sie über das nötige Fachwissen verfügen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie keine Produkte, die Anzeichen von Beschädigung oder Verunreinigung aufweisen.
- Informieren Sie sich über die richtige Entsorgung von medizinischen Abfällen in Ihrer Gemeinde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von BLUE FORCE GEAR oder an die zuständige Behörde in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Wirksamkeit Ihres Micro Trauma Kits von einer ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die bestmögliche Unterstützung in Notfällen zu gewährleisten.

Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Micro Trauma Kit NOW! PLUS+. This advanced medical pouch is designed to provide essential first aid supplies in a compact and accessible format. This guide is intended to ensure your safety and the effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Micro Trauma Kit by following the instructions provided. This kit is designed for nonfood use and is compliant with EU safety standards.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls. In the event of a recall, standardized notice will be provided, and free remedies will be available for dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform meets safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this kit around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Always read and understand the instructions before using the Micro Trauma Kit.
- **Check Contents:** Regularly check the contents of the kit to ensure all items are present and not expired.
- **Use Gloves:** Always wear trauma gloves when administering first aid to prevent contamination and protect yourself.
- **Proper Disposal:** Dispose of used medical supplies according to local regulations to prevent health hazards.
- **Age Restrictions:** This kit is not intended for use by children without adult supervision.
- **Storage Conditions:** Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- **Emergency Situations:** Use the kit only in emergency situations and follow the instructions for each item carefully.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **MOLLE Attachment:**
 - Ensure the MOLLE med kit mount is compatible with your equipment (e.g., plate carriers, vests, battle belts).
 - Securely attach the kit using the MOLLE system by threading the straps through the webbing.

Usage

1. Accessing Supplies:

- Open the pouch by unzipping or unclipping the closures.
- Identify the required supplies based on the nature of the injury or emergency.

2. Using Trauma Gloves:

- Roll out the trauma gloves and wear them before handling any medical supplies.
- Dispose of gloves properly after use.

3. Applying QuikClot Dressing:

- Open the QuikClot Bleeding Control Dressing and apply it directly to the wound.
- Follow the instructions on the packaging for proper application.

4. Using Emergency Trauma Dressing:

- Remove the trauma dressing from the pouch.
- Apply it to the affected area, ensuring adequate coverage.

5. Using Hypothermia Blanket:

- Unwrap the hypothermia blanket and place it over the patient to maintain body temperature.

6. Using Flat Fold Tape:

- Cut the desired length of tape and use it to secure dressings in place.

7. Using Pressure Device:

- Apply the pressure device to control bleeding as instructed.

8. Using Chest Seal:

- Open the chest seal package and apply it to the chest wound as directed.

9. Using Nasopharyngeal Airway:

- Insert the nasopharyngeal airway as instructed to maintain an open airway.

10. Using Decompression Needle:

- Use the decompression needle only if you are trained to do so, following the specific instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of all used medical supplies in accordance with local regulations.
- Ensure that sharps (e.g., needles) are disposed of in a designated sharps container.
- Do not throw away medical supplies in regular trash to avoid potential health risks.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Micro Trauma Kit NOW! PLUS+, please refer to the designated EU contact point for this product.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Micro Trauma Kit NOW! PLUS+. Thank you for prioritizing safety and preparedness.

Guide de sécurité du Micro Trauma Kit NOW! PLUS+

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Trauma Kit NOW! PLUS+. Ce kit est conçu pour fournir des soins médicaux d'urgence dans une variété de situations. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le kit.
- Vérifiez régulièrement le contenu du kit pour vous assurer qu'il est complet et en bon état.
- Conservez le kit dans un endroit accessible et connu de tous les utilisateurs.
- Ne laissez pas le kit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation d'un élément du kit, consultez un professionnel de la santé.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Gants de traumatisme** : Utilisez toujours des gants lors de la manipulation de blessures pour éviter la contamination.
- **Bandages de contrôle des saignements** : Appliquez ces bandages uniquement sur des blessures saignantes. Ne les utilisez pas sur des plaies non saignantes.
- **Couverture de survie** : Utilisez-la pour maintenir la température corporelle en cas de choc ou d'hypothermie.
- **Dispositif de pression** : Suivez les instructions spécifiques pour son utilisation afin d'éviter des blessures supplémentaires.
- **Aiguille de décompression** : Utilisez uniquement si vous êtes formé à son utilisation. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Emplacement du kit** : Placez le kit dans un endroit facilement accessible, comme un véhicule, un sac à dos ou à la maison.
2. **Vérification du contenu** :
 - Ouvrez le kit et vérifiez que tous les éléments sont présents.
 - Remplacez tout élément manquant ou périmé immédiatement.
3. **Utilisation des éléments** :
 - En cas de blessure, évaluez la situation et portez des gants.
 - Utilisez les bandages et les dispositifs en suivant les instructions fournies sur chaque produit.
 - Si une aide médicale est nécessaire, appelez immédiatement les services d'urgence.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des éléments périmés ou utilisés conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les gants et autres articles en plastique dans la nature. Utilisez les poubelles appropriées.
- Consultez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut des équipements médicaux.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver une copie de votre preuve d'achat et de la date d'achat pour toute demande de service.

Conclusion

Le Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ est un outil précieux pour la gestion des urgences médicales. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation efficace et sécurisée du kit. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! PLUS+

Introduzione

Il Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ è un kit di pronto soccorso avanzato progettato per garantire una risposta rapida e efficace in situazioni di emergenza. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza e istruzioni per l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che sia completo e in buone condizioni.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile e visibile.
- Tieni il kit lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o situazioni di emergenza alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre i guanti per trauma forniti quando si maneggiano materiali potenzialmente contaminati.
- Assicurati di avere familiarità con l'uso di ciascun elemento del kit prima di un'emergenza.
- Non utilizzare il kit se danneggiato o se il contenuto è scaduto.
- In caso di emergenze mediche gravi, contatta i servizi di emergenza locali oltre a utilizzare il kit.
- Segui sempre le istruzioni specifiche per ogni prodotto all'interno del kit.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto:

- Verifica che il kit contenga tutti gli articoli elencati nella descrizione del prodotto.
- Assicurati che gli articoli non siano scaduti e siano in buone condizioni.

2. Utilizzo degli Articoli:

- **Guanti per Trauma:** Indossali prima di trattare ferite o situazioni di emergenza.
- **Bendaggio di Controllo delle Emorragie QuikClot:** Segui le istruzioni sulla confezione per applicare correttamente il bendaggio.
- **Bendaggio di Emergenza per Trauma 6":** Utilizzalo per coprire e proteggere le ferite.
- **Coperta per Ipotermia:** Avvolgi la persona in caso di ipotermia per mantenere il calore corporeo.
- **Nastro Piatto:** Utilizzalo per fissare bendaggi o altri materiali.
- **Dispositivo di Pressione:** Segui le istruzioni per applicare correttamente il dispositivo.
- **Sigillo Toracico:** Applicalo in caso di ferite penetranti al torace.
- **Via Aerea Nasofaringea:** Utilizzala per mantenere aperte le vie aeree in caso di difficoltà respiratorie.
- **Ago di Decompressione:** Utilizzalo solo se hai ricevuto formazione adeguata e in situazioni di emergenza specifiche.

3. Conservazione del Kit:

- Riponi il kit in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurati che il kit sia chiuso correttamente dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci gli articoli scaduti o danneggiati secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare i materiali del kit nel normale rifiuto domestico se contengono sostanze pericolose.
- Consulta le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! PLUS+, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto e la data di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ in modo sicuro ed efficace, garantendo una risposta adeguata in situazioni di emergenza.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska kit är designad för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om att det kan förekomma återkallelser av produkter. Kontrollera regelbundet för uppdateringar.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentfokus: Var uppmärksam på att vissa produkter kan vara olämpliga för barn.
- EU kontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta din lokala myndighet.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Om produkten skadas eller om det uppstår en oavsiktlig skada, sluta använda den omedelbart.
- Vid användning av medicinska produkter, följ alltid de specifika instruktionerna för varje komponent.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Ta bort kitets yttre förpackning och öppna medicinska påsen.
2. **Inspektera innehållet:** Kontrollera att alla nödvändiga komponenter finns och att de är i bra skick.
3. **Användning av trauma handskar:** Sätt på handskarna innan du hanterar skadade personer för att minimera risken för infektion.
4. **Applicera QuikClot blödningskontroll bandage:** Följ instruktionerna på förpackningen för att effektivt stoppa blödningar.
5. **Använd trauma bandage:** Applicera det nödvändiga bandaget på det skadade området enligt behov.
6. **Hypotermiblandning:** Använd denna komponent för att förhindra hypotermi hos skadade personer.
7. **Fällband och tryckanordning:** Använd dessa för att säkerställa att bandage hålls på plats och för att ge korrekt tryck.
8. **Bröstförsegling:** Om det behövs, följ instruktionerna för att applicera bröstförseglingen på ett korrekt sätt.
9. **Nasopharyngeal luftväg och dekompressionsnål:** Använd dessa endast om du är utbildad och bekväm med deras användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bort använda handskar och bandage i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Förpackningar och övrigt avfall ska sorteras och återvinnas om möjligt.
- Använd inte medicinska produkter efter deras utgångsdatum.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt välbefinnande är viktigt, och korrekt användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ kan rädda liv.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Micro Trauma Kit NOW! PLUS+

Úvod

Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ je pokročilý lékařský vak určený k rychlé a efektivní první pomoci. Tento kit je o 30 % větší než původní BFG micro medic kit (MTKN) a je navržen pro uživatele, kteří potřebují nosit plnohodnotný tlakový obvaz a hrudní těsnění. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl kit uchováván na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a ujistěte se, že všechny položky jsou v dobrém stavu a nejsou prošlé.
- V případě potřeby použijte pouze lékařské vybavení, které je určeno k tomu, aby bylo použito v případě nouze.
- V případě jakýchkoli alergií nebo zdravotních problémů se před použitím poraďte s lékařem.
- Ujistěte se, že máte potřebné školení v oblasti první pomoci a používání lékařských zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Trauma rukavice: Vždy používejte rukavice při manipulaci s ranami nebo kontaminovanými materiály.
- QuikClot obvaz: Používejte pouze na místa, kde je potřeba zastavit krvácení. Sledujte pokyny pro aplikaci.
- Hrudní těsnění: Používejte pouze v případě podezření na pneumotorax. Ujistěte se, že je aplikováno správně.
- Deko proti podchlazení: Používejte k udržení tělesné teploty zraněného pacienta.
- Dekomprese jehla: Používejte pouze v případě nouze a pouze pokud máte potřebné školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Kontrola obsahu:** Před použitím zkontrolujte, zda je kit kompletní a všechny položky jsou v dobrém stavu.
2. **Použití rukavic:** Před manipulací s jakýmkoliv lékařskými zařízeními si nasadte trauma rukavice.
3. **Aplikace QuikClot obvazu:**
 - Otevřete obvaz a aplikujte přímo na ránu.
 - Držte obvaz na místě a aplikujte tlak.
4. **Aplikace hrudního těsnění:**
 - Uvolněte vzduch z těsnění a umístěte ho na postiženou oblast.
 - Ujistěte se, že je těsnění správně umístěno a přilne k pokožce.
5. **Použití deky proti podchlazení:** Zabalte zraněného pacienta do deky, aby se udržela tělesná teplota.
6. **Použití dekompresní jehly:**
 - Opatrně proveďte punkci do hrudníku v případě podezření na pneumotorax.
 - Dbejte na správnou techniku a hygienu.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití zlikvidujte všechny jednorázové položky v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Použité rukavice a kontaminované materiály zlikvidujte jako biologický odpad.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nebezpečné položky správně zlikvidovány a neohrožují ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti produktu a případné dotazy se prosím obraťte na místní autoritu nebo prodejce.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního použití Micro Trauma Kit NOW! PLUS+. Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k bezpečnosti sebe a ostatních.