

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MICRO TRAUMA KIT NOW!-PLUS+ - MOLLE-ADVANCED-RANGER GREEN

The Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ is 30% larger than the original BFG micro medic kit (MTKN). This medical pouch is for those users who want the design of the MTKN but need to carry a full-size pressure dressing and chest seal. Available with a MOLLE med kit mount that adapts to plate carriers, vests, battle belts or other MOLLE compatible surfaces. It offers the same high speed access to your medical gear as the other BFG MED MTKN and TKN trauma first aid pouches. ESSENTIALS INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Bleeding Control Dressing (1x), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), and Pressure Device (1x) PRO INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), Pressure Device (1x), and Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x), and Decompression Needle (1x)



Attributes

- Name: MICRO TRAUMA KIT NOW!-PLUS+ - MOLLE-ADVANCED-RANGER GREEN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430101014
- Mfr. No.: HW-TKN-PLUS-ADV-RG
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.526kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 241mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 810073653146

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [English: MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! PLUS+](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! PLUS+](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ BLUE FORCE GEAR](#)
- [Český: Návod k použití pro MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ BLUE FORCE GEAR](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Diese medizinische Tasche wurde entwickelt, um Ihnen bei Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.
- Lagern Sie das Kit an einem kühlen, trockenen Ort, um die Haltbarkeit der medizinischen Produkte zu gewährleisten.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie die Anweisungen zur Anwendung genau.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer die bereitgestellten TraumaHandschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Verwenden Sie die QuikClot Produkte gemäß den Anweisungen, um eine effektive Blutstillung zu gewährleisten.
- Bei der Anwendung von Notfallverbänden, stellen Sie sicher, dass diese fest, aber nicht zu eng angelegt sind, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass alle medizinischen Produkte vor dem Ablaufdatum verwendet werden.
- Bei Anzeichen einer allergischen Reaktion auf eines der Produkte, suchen Sie sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Zugänglichkeit sicherstellen:** Platzieren Sie das Kit an einem Ort, der leicht zugänglich ist, wie zum Beispiel in Ihrem Auto, zu Hause oder bei OutdoorAktivitäten.
2. **Inhalt überprüfen:** Vor der ersten Nutzung, überprüfen Sie den Inhalt des Kits:
 - TraumaHandschuhe (1x Paar)
 - QuikClot Blutstillungsverband (1x)
 - NotfalltraumaVerband 6" (1x)
 - HypothermieDecke (1x)
 - Flachfaltenband (1x)
 - Druckgerät (1x)
3. **Verwendung im Notfall:**
 - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an.
 - Verwenden Sie den QuikClot Blutstillungsverband, um starke Blutungen zu stoppen.
 - Legen Sie den NotfalltraumaVerband auf die Wunde und sichern Sie ihn.
 - Decken Sie die betroffene Person mit der HypothermieDecke zu, um eine Unterkühlung zu verhindern.
 - Verwenden Sie das Flachfaltenband, um Wunden zu stabilisieren.
 - Bei Bedarf das Druckgerät verwenden, um den Druck auf die Wunde zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie einen geschlossenen Behälter, um gebrauchte Handschuhe und andere Abfälle sicher zu entsorgen.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für medizinische Abfälle in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, auf dem Laufenden zu bleiben über Rückrufaktionen oder Sicherheitshinweise, die über die EU Safety Gate Plattform bereitgestellt werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ entschieden haben. Bleiben Sie sicher!

MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. This comprehensive medical pouch is designed to provide essential first aid supplies for emergencies. To ensure your safety and the effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a first aid kit.
- Keep the kit out of reach of children to prevent misuse or accidental ingestion of components.
- Regularly check the contents of the kit to ensure all items are present and within their expiration dates.
- Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Familiarize yourself with the contents of the kit and their uses before an emergency arises.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear Trauma Gloves when handling blood or bodily fluids to reduce the risk of infection.
- Use the QuikClot Bleeding Control Dressing only as instructed on the packaging.
- Ensure that the Emergency Trauma Dressing is applied correctly to control bleeding effectively.
- The Hypothermia Blanket should be used to maintain body temperature in cases of shock or exposure.
- Be cautious when using the Decompression Needle; improper use can cause injury.
- The Nasopharyngeal Airway should only be used by trained individuals to ensure proper insertion.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- The MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ can be mounted on MOLLEcompatible surfaces, such as plate carriers, vests, and battle belts.
- Ensure that the MOLLE straps are securely fastened to prevent the kit from detaching during use.

Usage

1. **Assess the Situation:** Before using the kit, evaluate the scene for safety and the nature of injuries.
2. **Wear Gloves:** Always put on Trauma Gloves before providing first aid.
3. **Control Bleeding:** Use the QuikClot Bleeding Control Dressing or Emergency Trauma Dressing as needed.
4. **Maintain Body Temperature:** If the individual is experiencing shock, wrap them in the Hypothermia Blanket.
5. **Airway Management:** If necessary, use the Nasopharyngeal Airway to maintain an open airway.
6. **Seek Professional Help:** After administering first aid, ensure that professional medical assistance is sought.

Disposal Instructions

- Dispose of used medical supplies, such as gloves and dressings, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the kit in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Check local guidelines for the proper disposal of medical waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or to report unsafe products, please refer to the official EU Safety Gate platform or your local consumer safety authority.

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of the MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ and contribute to a safer environment for yourself and others.

Guide de Sécurité pour le Micro Trauma Kit NOW! PLUS+

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ de BLUE FORCE GEAR. Ce kit est conçu pour fournir un accès rapide à des fournitures médicales essentielles en cas d'urgence. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le kit est toujours accessible et facilement identifiable en cas d'urgence.
- Vérifiez régulièrement le contenu de votre kit pour vous assurer qu'il est complet et en bon état.
- Conservez le kit dans un endroit frais et sec, loin des sources d'humidité.
- Ne laissez pas le kit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si vous avez des allergies ou des conditions médicales spécifiques, informez-vous sur les éléments inclus dans le kit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement les instructions d'utilisation de chaque élément avant de les utiliser.
- Portez des gants de traumatisme lorsque vous manipulez des blessures ou du matériel potentiellement contaminé.
- Ne pas utiliser les bandages ou autres fournitures si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- En cas de doute sur l'utilisation d'un élément, consultez un professionnel de la santé.
- Ne pas utiliser le kit pour des blessures graves sans assistance médicale professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation du Kit:**
 - Fixez le kit à un gilet de protection, une veste ou une ceinture compatible avec le système MOLLE.
 - Assurez-vous que le kit est solidement fixé et qu'il ne risque pas de se détacher lors de mouvements.
- **Utilisation du Kit:**
 - En cas d'urgence, retirez le kit de son support.
 - Ouvrez le kit et évaluez la situation.
 - Utilisez les gants de traumatisme pour protéger vos mains.
 - Suivez les instructions spécifiques pour chaque élément, comme les bandages QuikClot et les dispositifs de pression.
 - Après utilisation, vérifiez si des éléments doivent être remplacés ou réapprovisionnés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les éléments périmés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Les gants et autres éléments souillés doivent être placés dans un sac en plastique scellé avant d'être jetés.
- Ne jetez pas les fournitures dans des zones non désignées pour les déchets médicaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre Micro Trauma Kit NOW! PLUS+, veuillez contacter le service client de BLUE FORCE GEAR. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et le numéro de modèle pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter d'une utilisation efficace et sécurisée de votre Micro Trauma Kit NOW! PLUS+. Restez en sécurité et soyez prêt à agir en cas d'urgence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! PLUS+

Introduzione

Il Micro Trauma Kit NOW! PLUS+ è progettato per fornire un accesso rapido e sicuro alle forniture mediche necessarie in situazioni di emergenza. Questo kit è più grande rispetto al kit medico BFG originale e include una varietà di materiali essenziali per il trattamento di traumi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia sempre accessibile e facilmente identificabile.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per verificare che non manchino materiali essenziali o che non siano scaduti.
- Conserva il kit in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il kit se è stato danneggiato o se il contenuto è contaminato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre i guanti per trauma quando maneggi i materiali del kit per ridurre il rischio di contaminazione.
- Utilizza i bendaggi e i dispositivi di pressione solo secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il sigillo toracico se non sei addestrato a farlo; richiedi assistenza professionale se necessario.
- Assicurati di avere una formazione adeguata su come utilizzare il kit in situazioni di emergenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Kit

- Fissa il kit a un portaplacca, giubbotto o cintura da battaglia utilizzando il supporto MOLLE fornito.
- Assicurati che il kit sia facilmente accessibile in caso di emergenza.

2. Controllo del Contenuto

- Verifica il contenuto del kit per assicurarti che tutti gli articoli siano presenti:
 - Guanti per trauma (1x paio arrotolati)
 - Bendaggio di controllo delle emorragie QuikClot (1x)
 - Bendaggio di emergenza per trauma 6" (1x)
 - Coperta per ipotermia (1x)
 - Nastro piatto (1x)
 - Dispositivo di pressione (1x)
 - Sigillo toracico di dimensioni standard (se incluso)
 - Via aerea nasofaringea e ago di decompressione (se inclusi)

3. Uso del Kit

- In caso di emergenza, indossa i guanti per trauma.
- Segui le istruzioni specifiche per ciascun articolo incluso nel kit.
- Applica i bendaggi e i dispositivi di pressione in modo sicuro e conforme alle linee guida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali del kit in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i materiali medici nel normale spazzatura; consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento.
- Assicurati che i materiali contaminati siano trattati come rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la data di acquisto.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ BLUE FORCE GEAR

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska påse är utformad för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och effektivitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Använd endast produkten enligt angivna instruktioner. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador.
- **Övervakning av barn:** Förvara produkten utom räckhåll för barn. Innehållet kan vara farligt om det används felaktigt.
- **Kontrollera produkten:** Inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att alla komponenter är intakta och i gott skick.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker några defekter eller osäkerhet, rapportera det till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av trauma handskar:** Använd alltid trauma handskar när du hanterar blödningar eller öppna sår för att skydda både dig själv och den drabbade.
- **Kontrollera bandage:** Kontrollera att QuikClot Blödningskontroll Bandage och andra bandage är intakta innan användning.
- **Användning av bröstförsegling:** Följ noggrant instruktionerna för applicering av bröstförsegling för att undvika felaktig användning.
- **Dekompressionsnål:** Använd dekompressionsnålen endast om du är utbildad i dess användning. Felaktig användning kan orsaka allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna medicinska påsen:** För att komma åt innehållet, öppna påsen och ta ut de nödvändiga komponenterna.
2. **Applicera trauma handskar:** Sätt på dig trauma handskar innan du hanterar någon skada.
3. **Använd bandage:**
 - För att stoppa blödningar, använd QuikClot Blödningskontroll Bandage och applicera det direkt på såret.
 - Använd det Nödsituation Trauma Bandage 6" för större sår.
4. **Bröstförsegling:** Följ instruktionerna för att applicera bröstförseglingen korrekt om det finns misstanke om pneumothorax.
5. **Dekompression:** Använd dekompressionsnålen endast om det är absolut nödvändigt och du har den rätta utbildningen.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering:** Kassera använda handskar, bandage och andra förbrukningsvaror på ett säkert sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn förpackningen och andra material enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om säkerheten kring MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för BLUE FORCE GEAR.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du att du använder MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du tar ansvar för din och andras säkerhet.

Návod k použití pro MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Tento lékařský vak je navržen tak, aby poskytoval rychlý a efektivní přístup k základním lékařským potřebám v případě nouze. Tento návod vám pomůže porozumět bezpečnému používání a údržbě vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k určeným účelům.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte obsah vaku a zajistěte, aby byly všechny položky v dobrém stavu a použitelné.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neúplnost, neprodleně kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím rukavic se ujistěte, že jsou nepoškozené a čisté.
- Používejte QuikClot obvaz pouze na poranění, která vyžadují kontrolu krvácení.
- Dbejte na to, aby byl trauma obvaz aplikován správně, abyste zajistili jeho účinnost.
- Při používání deky proti podchlazení se ujistěte, že je správně umístěna, aby poskytovala maximální ochranu.
- V případě použití nosohltanové airway se ujistěte, že je správně zavedená, abyste předešli ucpání dýchacích cest.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevření vaku

- Opatrně otevřete vak a zkontrolujte obsah. Ujistěte se, že všechny položky jsou přítomny a v dobrém stavu.

2. Použití trauma rukavic

- Před zahájením jakékoli lékařské pomoci si nasadte trauma rukavice.

3. Kontrola krvácení

- V případě silného krvácení použijte QuikClot obvaz. Opatrně aplikujte obvaz na zasaženou oblast a držte jej na místě, dokud krvácení neustane.

4. Aplikace trauma obvazu

- Pokud je to nutné, aplikujte nouzový trauma obvaz 6" na ránu. Ujistěte se, že je obvaz pevně a správně umístěn.

5. Použití deky proti podchlazení

- Pokud je osoba vystavena chladu, zakryjte ji dekou proti podchlazení, aby se zabránilo podchlazení.

6. Zavedení nosohltanové airway

- Pokud je to nutné, zaveďte nosohltanovou airway podle pokynů a ujistěte se, že je správně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití produktu se ujistěte, že všechny použité položky jsou správně zlikvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte žádné lékařské potřeby do běžného odpadu. Použité položky likvidujte jako biologický odpad nebo podle pokynů pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Vaše bezpečnost a zdraví jsou pro nás důležité.