

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-PRO SUPPLIES-RANGER GREEN

The Trauma Kit NOW! - SMALL is the newest med kit from Blue Force Gear. Designed in response to customers who loved the features and design of the TKN-MEDIUM but needed a smaller pouch. This MOLLE medical pouch is 30% smaller than the TKN-MEDIUM. The TKN-SMALL utilizes the single-motion pull out the top design of the original TKN but in the familiar size and format of a Double / Triple (stacked) M4 magazine pouch. ESSENTIALS INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Bleeding Control Dressing (1x - white), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), and Compressed Gauze (1x) PR INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), and Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x), and Decompression Needle (1x)



Attributes

- Name: TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-PRO SUPPLIES-RANGER GREEN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430101024
- Mfr. No.: HW-TKN-SMALL-PR
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810073653290

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [English: Trauma Kit NOW! SMALL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Český: Návod k použití pro TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)

Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! SMALL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Informieren Sie sich über die Notfallmaßnahmen und ErsteHilfeTechniken.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- TraumaHandschuhe:
 - Verwenden Sie die Handschuhe, um direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
 - Entsorgen Sie die Handschuhe nach der Verwendung ordnungsgemäß.
- QuikClot Blutstillungsverband:
 - Achten Sie darauf, den Verband nicht auf offenen Wunden zu verwenden, die nicht bluten.
 - Verwenden Sie den Verband nur auf blutenden Wunden, um die Blutung zu stoppen.
- NotfallTraumaVerband:
 - Stellen Sie sicher, dass der Verband sauber und unbeschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
 - Wickeln Sie den Verband fest um die Wunde, um den Druck aufrechtzuerhalten.
- HypothermieDecke:
 - Verwenden Sie die Decke, um eine betroffene Person warm zu halten, besonders in kalten Umgebungen.
 - Achten Sie darauf, die Decke nicht über eine verletzte Stelle zu legen.
- Nasopharyngeal Airway und Dekompressionsnadel:
 - Diese Geräte sollten nur von geschultem Personal verwendet werden.
 - Unsachgemäße Anwendung kann zu Verletzungen führen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Zugriff auf das Kit:**
 - Öffnen Sie die Tasche, indem Sie den Reißverschluss oder die Klettverschlüsse vorsichtig lösen.
- **Verwendung der Inhalte:**
 - Entnehmen Sie die benötigten Artikel vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen auf den Verpackungen der einzelnen Produkte.
- **Nach der Verwendung:**
 - Überprüfen Sie den Inhalt des Kits und ersetzen Sie verbrauchte oder beschädigte Artikel umgehend.
 - Reinigen Sie das Kit regelmäßig, um Hygiene sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie verbrauchte Artikel, wie Handschuhe und Verbände, gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Lagern Sie das Kit an einem trockenen und kühlen Ort, um die Haltbarkeit der Produkte zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum der Produkte regelmäßig und ersetzen Sie abgelaufene Artikel.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Blue Force Gear oder besuchen Sie die offizielle Website.

Trauma Kit NOW! SMALL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Trauma Kit NOW! SMALL from Blue Force Gear. This compact medical kit is designed for quick access to essential trauma supplies. It is important to follow safety guidelines to ensure effective use and to minimize risks during emergencies.

General Safety Guidelines

- Always check the contents of your trauma kit regularly to ensure all items are present and in good condition.
- Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the kit out of reach of children unless under adult supervision.
- Familiarize yourself with the contents and their uses before an emergency occurs.
- Ensure that all users are trained in basic first aid and CPR.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trauma Gloves:** Use gloves to prevent contamination and protect yourself and the patient from infection.
- **QuikClot Products:** Follow the instructions provided with the QuikClot products carefully to ensure proper application for bleeding control.
- **Emergency Trauma Dressing:** Ensure the dressing is applied correctly to avoid further injury; do not apply directly to open wounds without proper training.
- **Hypothermia Blanket:** Use the blanket to maintain body temperature, especially in cases of shock or exposure.
- **Compressed Gauze:** Use gauze to control bleeding; apply firmly and securely.
- **Chest Seal:** Ensure the chest seal is applied correctly to prevent air from entering the chest cavity.
- **Nasopharyngeal Airway and Decompression Needle:** Only use these items if you are trained to do so, as improper use can cause harm.

Instructions for Installation and Usage

1. **Open the Kit:** Unzip the pouch and lay out all items for easy access.
2. **Assess the Situation:** Determine the nature of the injury and the necessary supplies.
3. **Put on Trauma Gloves:** Always wear gloves before providing care.
4. **Control Bleeding:** Use the QuikClot product or compressed gauze to control any bleeding.
5. **Apply Dressings:** Use the emergency trauma dressing as needed.
6. **Maintain Body Temperature:** Wrap the patient in the hypothermia blanket if necessary.
7. **Monitor the Patient:** Keep an eye on the patient's condition and be ready to provide further assistance.
8. **Use the Nasopharyngeal Airway:** Only if trained, insert the airway to maintain an open airway.
9. **Decompression Needle:** Only use if trained and in life-threatening situations to relieve tension pneumothorax.
10. **Clean Up:** Dispose of used materials properly and sanitize your hands after use.

Disposal Instructions

- Dispose of used gloves, dressings, and other materials in accordance with local regulations for medical waste.
- For nonhazardous items, follow standard waste disposal guidelines.
- Always ensure that any sharps (e.g., needles) are disposed of in a designated sharps container.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Trauma Kit NOW! SMALL, please reach out to your local distributor or refer to the product packaging for further information.

This safety instruction guide is designed to help you use the Trauma Kit NOW! SMALL safely and effectively. Always prioritize safety and training to ensure the best outcomes in emergency situations.

Guide de sécurité pour la trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduction

Merci d'avoir choisi la trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL de Blue Force Gear. Cette trousse a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs qui recherchent une solution compacte et efficace pour les situations d'urgence. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire de votre produit.

Directives de sécurité générales

- **Utilisation sécuritaire** : Assurez-vous de comprendre comment utiliser chaque élément de la trousse avant d'en avoir besoin.
- **Conservation** : Conservez la trousse dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **Vérification régulière** : Examinez régulièrement le contenu de la trousse pour vous assurer que tous les éléments sont en bon état et non périmés.
- **Enfants** : Gardez la trousse hors de portée des enfants. Certains éléments peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Gants de traumatisme** : Utilisez toujours des gants pour éviter tout contact direct avec le sang ou d'autres fluides corporels.
- **Pansements** : Appliquez les pansements selon les instructions fournies pour assurer une efficacité maximale.
- **Gaz de combat QuikClot** : Utilisez uniquement pour le contrôle des saignements. Ne pas appliquer sur des blessures non saignantes.
- **Aiguille de décompression** : Utilisez uniquement si vous êtes formé à cette procédure. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures supplémentaires.
- **Couverture de réchauffement** : Utilisez pour maintenir la température corporelle, surtout en cas de choc hypothermique.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Ouverture de la trousse** : Dézippez la trousse en tirant sur le zip avec précaution.
2. **Évaluation de la situation** : Avant d'utiliser les fournitures, évaluez la situation pour déterminer les besoins immédiats.
3. **Utilisation des gants** : Enfilez les gants de traumatisme avant de toucher une blessure.
4. **Application des pansements** :
 - Pour les blessures légères, appliquez le pansement d'urgence 6" directement sur la plaie.
 - Pour les saignements, utilisez le QuikClot en suivant les instructions spécifiques.
5. **Utilisation de la couverture de réchauffement** : Enveloppez la personne blessée dans la couverture pour maintenir la chaleur.
6. **Élimination des déchets** : Jetez les gants et les pansements usagés dans un conteneur approprié.

Instructions d'élimination

- **Élimination des déchets médicaux** : Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets médicaux. Ne jetez pas les éléments dans les ordures ménagères.
- **Conteneurs de déchets** : Utilisez des conteneurs spéciaux pour les éléments tranchants ou contaminés.
- **Recyclage** : Les éléments non médicaux peuvent être recyclés selon les directives locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL, veuillez vous référer à votre revendeur ou à la documentation fournie avec le produit. Vous pouvez également consulter le site web de Blue Force Gear pour plus d'informations.

Conclusion

La trousse de secours TRAUMA KIT NOW! SMALL est un outil essentiel pour faire face aux urgences. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécuritaire de votre trousse. N'oubliez pas d'effectuer des vérifications régulières et de vous familiariser avec chaque élément de la trousse pour être prêt en cas de besoin.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Trauma Kit NOW! SMALL

Introduzione

Il Trauma Kit NOW! SMALL è un kit medico progettato da Blue Force Gear per fornire una risposta rapida in situazioni di emergenza. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia utilizzato solo da persone addestrate e in grado di gestire situazioni di emergenza.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che tutti gli articoli siano presenti e in buone condizioni.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile e visibile.
- Non utilizzare prodotti scaduti o danneggiati.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti per trauma durante la gestione di ferite per ridurre il rischio di infezione.
- Utilizza le medicazioni per il controllo delle emorragie solo secondo le istruzioni fornite.
- Non tentare di utilizzare attrezzature o forniture per scopi diversi da quelli previsti.
- Evita di esporre il kit a temperature estreme o umidità eccessiva.
- In caso di emergenza, segui le procedure di primo soccorso standard e chiama i servizi di emergenza se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Posizionamento del Kit:** Posiziona il kit in un'area facilmente accessibile, come un veicolo, una casa o un luogo di lavoro.
- **Utilizzo del Kit:** Apri la borsa e controlla il contenuto. Segui le istruzioni specifiche per ciascun articolo, come descritto nel manuale del prodotto. In caso di ferita, indossa i guanti e applica le medicazioni come indicato.
- **Contenuto del Kit:** Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati) Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot (1x bianca) Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x) Coperta per Ipotermia (1x) Nastro Pieghevole (1x) Garza Compressa (1x)

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali del kit in conformità con le normative locali per i rifiuti medici.
- Non gettare articoli scaduti o danneggiati nella spazzatura domestica.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di assistenza dell'Unione Europea o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Detta första hjälpenset är utformat för att ge snabb och effektiv hjälp i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara kit på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Läs och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Rapportera eventuella skador eller brister till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller andra kroppsvätskor.
- Kontrollera förband och medicinska produkter för utgångsdatum innan användning.
- Använd QuikClot endast enligt instruktionerna för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Undvik att använda kitets innehåll om du är osäker på hur det ska användas; sök professionell medicinsk hjälp vid behov.
- Förvara kitets innehåll på en lättillgänglig plats för snabb åtkomst i nödsituationer.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Dra i toppen av väskan för att öppna den. Se till att alla delar är på plats.
2. **Användning av Trauma Handskar:** Ta på dig handskarna innan du hanterar skadade eller blödande personer.
3. **Blödningskontroll:**
 - Ta fram QuikClotblödningskontrollförbandet.
 - Applicera förbandet direkt på blödningsområdet och tryck för att stoppa blödnungen.
4. **Nödförband:** Använd nödförbandet enligt instruktionerna för att täcka sår.
5. **Hypotermivärmefilt:** Använd filten för att hålla en skadad person varm.
6. **Komprimerad Gas:** Använd denna för att ge syre vid behov, följ instruktionerna noggrant.
7. **Dekompressionsnål:** Använd endast om du är utbildad i dess användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda handskar och förband i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Förpackningar och produkter som har utgått bör kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Blue Force Gear:s officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av TRAUMA KIT NOW! SMALL.

Návod k použití pro TRAUMA KIT NOW! SMALL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRAUMA KIT NOW! SMALL od společnosti Blue Force Gear. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a účinnou první pomoc v situacích, kdy je to nejvíce potřeba. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pouze pro externí použití. Nepoužívejte na otevřené rány nebo v případě alergie na některou ze složek.
- Vždy se ujistěte, že máte přehled o obsahu lékárníčky a víte, jak jednotlivé položky použít.
- Uchovávejte lékárníčku na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah lékárníčky a vyměňte vypršené nebo poškozené položky.
- V případě jakýchkoli pochybností o použití jednotlivých položek se obraťte na kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím jakéhokoli zdravotnického materiálu si umyjte ruce, pokud je to možné, nebo použijte dezinfekční prostředek.
- Pokud používáte obvazy nebo gázu, ujistěte se, že jsou sterilní a neporušené.
- V případě nouze se vždy obraťte na profesionální zdravotnickou pomoc.
- Pokud se objeví jakékoli příznaky alergické reakce (např. vyrážka, otok), okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k instalaci a použití

- Otevřete lékárníčku a zkontrolujte obsah. Ujistěte se, že máte všechny položky podle popisu.
- Při použití QuikClot obvazu pro kontrolu krvácení:
 - Opatrně otevřete obal a aplikujte na postižené místo.
 - Držte obvaz na místě po dobu 35 minut, dokud se krvácení nezastaví.
- Při použití trauma obvazu:
 - Opatrně odstraňte obal a aplikujte na ránu.
 - Zajistěte obvaz pomocí suchého obvazu nebo pásky.
- Při použití deky proti podchlazení:
 - Rozložte deku a přikryjte postiženou osobu, aby se udržela v teple.
- Při použití komprimované gázy:
 - Opatrně ji aplikujte na ránu a zajistěte ji obvazem nebo páskou.

Pokyny k likvidaci

- Po použití jakýchkoli zdravotnických materiálů je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepoužité nebo vypršené položky z lékárníčky zlikvidujte tak, aby se k nim nedostal nikdo jiný, zejména děti.
- Ujistěte se, že veškeré použité materiály jsou bezpečně zabalena a zlikvidována.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vyhotoven v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému používání produktu TRAUMA KIT NOW! SMALL.