

MBOK (MINI BLOW OUT KIT) POUCH - ELEVEN 10 MBOK POUCH MULTICAM

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälpen](#) > [Förbandsartiklar](#)

Eleven 10® / CLEER Medical MBOK (Mini Blowout Kit) Pouch är designad för att bäras vertikalt och den inre fickan kan tas fram från toppen eller botten genom att dra i de förlängda dragflikarna. Fickan är konstruerad med Blue Force Gear's Helium Whisper® MOLLE-fästsysteem och den inre fickan använder laminerat ULTRAcomp®-material. Designen gör att den inre komponentlådan kan tas bort genom ett nedåt- eller uppåtdrag och kräver inga ytterligare rörelser för att aktivera ... inga knappar, remmar eller Velcro att hantera. Svart ytterficka med en svart inre ficka. Funktioner: Snabbt utrullningsbart pass-through ärendesystem ULTRAcomp®-material för ökad styrka och viktnedgång MOLLE-remmar sydda i Alla Eleven 10®-produkter är designade, tillverkade och monterade i USA.



Produktinformation

- Namn: [ELEVEN 10 MBOK POUCH MULTICAM](#)
- Tillverkare: [ELEVEN 10](#)
- Produktnr: 100043757
- Tillv.nr.: E10-1021-MTC
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 700615672189

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för MBOK \(Mini Blow Out Kit\) Pouch](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för MBOK (Mini Blow Out Kit) Pouch

Introduktion

Tack för att du valt Eleven 10® / CLEER Medical MBOK (Mini Blow Out Kit) Pouch. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder pouches.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pouches används enbart för avsett syfte som en medicinsk försörjningsbärare.
- Inspektera regelbundet pouches för tecken på slitage, skador eller fel innan varje användning.
- Håll pouches utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Förvara pouches på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt för att bevara dess integritet.
- Följ alla lokala föreskrifter angående lagring och användning av medicinska förnödenheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att den inre fickan är ordentligt stängd innan du använder den för att undvika oavsiktliga spill.
- När du drar ut den inre fickan från pouches, använd de förlängda dragflikarna för att förhindra skador.
- Undvik att överbelasta pouches bortom dess designade kapacitet för att upprätthålla säker hantering och användbarhet.
- Försök inte att modifiera eller reparera pouches. Kontakta en professionell om reparationer behövs.
- Var medveten om omgivningen när du använder den inre fickan för att undvika potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästa pouches:

- Använd Helium Whisper® MOLLEfästsystemet för att säkert fästa pouches på din utrustning.
- Se till att pouches är ordentligt fäst och inte rör sig under rörelse.

2. Utrullning av den inre fickan:

- För att rulla ut den inre fickan, dra i de förlängda dragflikarna som finns på toppen eller botten.
- Se till att ha ett fast grepp om pouches medan du drar för att underlätta enkel utrullning.

3. Ta bort den inre komponentlådan:

- Den inre komponentlådan kan tas bort genom att dra nedåt eller uppåt i dragflikarna.
- Inga ytterligare rörelser, såsom knappar eller remmar, krävs för utrullning.

4. Använda pouches:

- Förvara medicinska förnödenheter i den inre fickan, se till att de är organiserade och lättillgängliga.
- Stäng den inre fickan ordentligt efter användning för att skydda innehållet från externa element.

Avfallsinstruktioner

- Kasta pouches ansvarsfullt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om pouches är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Släng inte pouches i vanligt hushållsavfall om den innehåller medicinska förnödenheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående MBOK (Mini Blow Out Kit) Pouch, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkare.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Eleven 10® / CLEER Medical MBOK Pouch. Prioritera alltid säkerheten och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av medicinska förnödenheter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se