

# TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER - BLUE FORCE GEAR TOURNIQUET NOW HOLDER, MULTICAM

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER En av de mest effektiva och enklaste livräddande enheterna - varje krigare, oavsett verksamhetsområde, bör ha minst en tourniquet lättillgänglig. Tourniquet NOW!™ Strap erbjuder en lågprofil, säker och snabbt tillgänglig tourniquethållare som kan monteras på vilken MOLLE-plattform som helst där 3 vertikala MOLLE-loops finns tillgängliga. De elastiska loopen kan passa en mängd olika NATO-stil tourniquets som SOF-T, C-A-T och andra liknande storlekar. De elastiska loopen på TNS kan passa mindre tourniquets eller andra föremål som flex cuffs. Tourniquet NOW!™ kan installeras ovanpå Trauma Kit NOW!™ eller på någon av sidorna av Admin Pouch.



## Produktinformation

- Namn: [BLUE FORCE GEAR TOURNIQUET NOW HOLDER, MULTICAM](#)
- Tillverkare: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produktnr: 100044825
- Tillv.nr.: M-TQH-TNS-MC
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 812114022621

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER

## Introduktion

Tack för att du valt TOURNIQUET NOW! Strap Tourniquet Holder från Blue Force Gear. Denna produkt är utformad för att ge en säker och lättillgänglig lösning för att förvara tourniquets. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att tourniquethållaren är korrekt fäst vid MOLLEplattformen innan användning.
- Se till att elastiska lökar är intakta och inte skadade.
- Använd endast NATOstil tourniquets som SOFT, CAT eller liknande storlekar.
- Undvik att överbelasta hållaren med för många föremål.
- Använd inte produkten om den har skadats eller visar tecken på slitage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation på MOLLEplattform:

- Identifiera en MOLLEplattform med tre vertikala MOLLElökar.
- Trä strapen genom de vertikala lökarna på plattformen.
- Dra strapen åt så att hållaren sitter ordentligt fast.
- Kontrollera att hållaren sitter stabilt innan du fäster en tourniquet.

### 2. Användning av tourniquethållaren:

- Placera tourniquet i de elastiska lökarna.
- Se till att tourniquet är lättillgänglig och att den kan dras ut snabbt vid behov.
- Om du använder mindre tourniquets eller flex cuffs, se till att de passar ordentligt i lökarna.

### 3. Montering på Trauma Kit NOW! eller Admin Pouch:

- Om du vill montera Tourniquet NOW! Strap ovanpå Trauma Kit NOW! eller på sidorna av Admin Pouch, kontrollera att ytan är ren och torr.
- Fäst hållaren enligt ovanstående installationsanvisningar.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller skadad, kassera den enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållsavfall om den innehåller material som kan vara skadliga för miljön.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TOURNIQUET NOW! Strap Tourniquet Holder, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din TOURNIQUET NOW! Strap Tourniquet Holder. Tack för att du prioriterar säkerheten!



# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)