

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - BLACK

[Överlevnadsutrustning](#) > [Första Hjälp](#) > [Första Hjälp](#)

Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ är 30% större än den ursprungliga BFG micro medic kit (MTKN). Denna medicinska påse är för användare som vill ha designen av MTKN men behöver bära ett fullstorlekstryckbandage och bröstförsegling. Finns med en MOLLE medicinsk kitfäste som anpassar sig till plattbärare, västar, stridsbälten eller andra MOLLE-kompatibla ytor. Den erbjuder samma snabba åtkomst till din medicinska utrustning som de andra BFG MED MTKN och TKN trauma första hjälpen väskorna. ESSENTIALS INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Blödningskontroll Bandage (1x), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), och Tryckanordning (1x) PRO INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze LE (1x - svart), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Tryckanordning (1x), och Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket) AVANCERAD INKLUDERAR: Trauma Handskar (Rullad 1x Par), QuikClot Combat Gauze (1x - grön), Nödsituation Trauma Bandage 6" (1x), Hypotermiblandning (1x), Platt Fällband (1x), Fullstor Bröstförsegling (1x Tvillingpaket), Nasopharyngeal Luftväg (1x), och Dekompressionsnål (1x)



Produktinformation

- Namn: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - BLACK**
- Tillverkare: **BLUE FORCE GEAR**
- Produktnr: 430101011
- Tillv.nr.: HW-TKN-PLUS-ADV-BK
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 114mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 810073653115

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Denna medicinska kit är designad för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om att det kan förekomma återkallelser av produkter. Kontrollera regelbundet för uppdateringar.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentfokus: Var uppmärksam på att vissa produkter kan vara olämpliga för barn.
- EU kontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta din lokala myndighet.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Om produkten skadas eller om det uppstår en oavsiktlig skada, sluta använda den omedelbart.
- Vid användning av medicinska produkter, följ alltid de specifika instruktionerna för varje komponent.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kit:** Ta bort kitets yttre förpackning och öppna medicinska påsen.
2. **Inspektera innehållet:** Kontrollera att alla nödvändiga komponenter finns och att de är i bra skick.
3. **Användning av trauma handskar:** Sätt på handskarna innan du hanterar skadade personer för att minimera risken för infektion.
4. **Applicera QuikClot blödningskontroll bandage:** Följ instruktionerna på förpackningen för att effektivt stoppa blödningar.
5. **Använd trauma bandage:** Applicera det nödvändiga bandaget på det skadade området enligt behov.
6. **Hypotermiblandning:** Använd denna komponent för att förhindra hypotermi hos skadade personer.
7. **Fällband och tryckanordning:** Använd dessa för att säkerställa att bandage hålls på plats och för att ge korrekt tryck.
8. **Bröstförsegling:** Om det behövs, följ instruktionerna för att applicera bröstförseglingen på ett korrekt sätt.
9. **Nasopharyngeal luftväg och dekompressionsnål:** Använd dessa endast om du är utbildad och bekväm med deras användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bort använda handskar och bandage i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Förpackningar och övrigt avfall ska sorteras och återvinnas om möjligt.
- Använd inte medicinska produkter efter deras utgångsdatum.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt välbefinnande är viktigt, och korrekt användning av MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ kan rädda liv.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se